

Advanced Bionics : Recueil de Tests évaluant la Perception et la Production de la Parole chez les enfants sourds

Test Monsieur Patate

Mallette « Mr Potato Head Silly Suitcase* »

Description

Le test Monsieur Patate (Robbins, 1993), est un test en liste fermée large ou en liste ouverte modifiée, au vu du grand nombre de réponses possibles. Le test nécessite le jeu Monsieur Patate et ses accessoires, et requiert des manipulations de la part de l'enfant, en réponse à des questions variées. Il y a deux listes de dix questions.

Passation

Le test est passé à la voix, avec des indications auditives uniquement. A chaque intervalle de test, sélectionner l'une des deux listes. Alternier les listes entre les sujets.

Étaler tous les accessoires contenus dans le jeu. Il doit y avoir deux ou trois jeux d'yeux, des dents, un nez, des chaussures etc. Inclure les pièces qui ne feront pas l'objet d'une question comme les moustaches, les cheveux etc. Revoir le nom des différentes parties du corps et laisser l'enfant jouer brièvement avec les pièces. Expliquer à l'enfant qu'il devra faire exactement ce qui va lui être demandé. Par exemple, dire «Je vais peut-être te dire «Donne-lui le chapeau rouge», ou peut-être «Mets Monsieur Patate debout sur la tête»». Avant de commencer le test, donner à Monsieur Patate des bras et les chaussures rouges. Présenter les dix phrases de la liste auditivement uniquement, en utilisant un cache pour éliminer les indices de lecture labiale.

Notation

Pour faciliter la notation, relever la réponse exacte de l'enfant à chaque question. Les réponses sont notées en fonction des mots clés compris et de l'exactitude de la phrase complète. Pour chaque question, penser à savoir si l'enfant a vraiment compris la phrase en entier, ou s'il a entendu les mots-clés uniquement. Par exemple, si l'instruction est «Mets-lui des dents», et si l'enfant prend les dents mais n'essaie pas de les mettre à Monsieur Patate, l'enfant obtient le point accordé pour le mot-clé «dents» mais pas pour la phrase.

Techniquement, il s'agit d'un test en liste fermée, mais les choix possibles sont nombreux, en particulier pour les jeunes enfants, et le nombre de possibilités change (décroit) au fur et à mesure que le test progresse. C'est pourquoi ce test est perçu comme un test en liste ouverte modifiée et la probabilité de donner une réponse correcte par hasard est nulle.

Référence

Robbins, A. M. (1993), Mr Potato Head Task. Indianapolis : Indiana University School of Medicine.

*PlaySkool 02279/Hasbro 2005

Test Monsieur Patate

Nom : _____ Date : _____

Examineur : _____ Session de test : _____

Instructions

Disposer sur la table Monsieur Patate et ses accessoires. Familiariser l'enfant avec les accessoires. Lui faire placer les bras jaunes et les pieds orange sur Monsieur Patate. Ensuite, procéder à la passation du test en présentant chaque phrase auditivement. Inscrire les réponses exactes de l'enfant sur la base des mots soulignés correctement identifiés. (Compter Monsieur Patate et bleus et blancs comme un seul mot).

Liste 1

1. Où sont les lunettes ?
2. Mets-lui ses dents.
3. Mets des chaussures à Monsieur Patate.
4. Où est son nez ?
5. Prends son chapeau rouge.
6. Il veut des oreilles roses.
7. Trouve ses bras bleus.
8. Fais dormir Monsieur Patate.
9. Donne-lui des yeux bleus et blancs.
10. Fais-lui dire «au revoir» avec sa main.

Total des phrases correctes : _____ / 10 = _____ %

Total des mots-clés (soulignés) corrects : _____ / 20 = _____ %

Liste 2

1. Trouve ses bras bleus.
2. Prends son chapeau rouge.
3. Donne-lui des yeux bleus et blancs.
4. Fais dormir Monsieur Patate.
5. Il veut des oreilles roses.
6. Trouve son nez.
7. Fais-lui dire «au revoir» avec sa main.
8. Où sont les lunettes ?
9. Mets-lui ses dents.
10. Mets des chaussures à Monsieur Patate.

Total des phrases correctes : _____ / 10 = _____ %

Total des mots-clés (soulignés) corrects : _____ / 20 = _____ %

Vérification des accessoires de Monsieur Patate

Mallette « Mr Potato Head Silly Suitcase »

Accessoire	Couleur	Quantité
Bras	Blanc	2
	Bleu	2
	Jaune	2
Corps	Brun	1
Porte dans le dos	Brun	1
Oreilles	Orange	2
	Rose	2
Yeux	Bleu et Blanc	3
	Noir et Blanc	1
	Violet et Blanc	1
Pieds	Orange	1
Chapeau	Jaune	1
	Rouge	1
	Vert	1
Moustache	Blanc	1
	Jaune	1
	Noir	1
Bouche	Jaune	1
	Rose	1
	Rouge	1
	Vert	1
Nez	Orange	1
	Rose	1
	Rouge	1
	Violet	1
Chaussures	Bleu	1
	Jaune	1
Lunettes	Bleu	1
Dents	Blanc	1
	Blanc et Noir	1
Langue	Rose	1
	Rouge	1
Boucles d'oreilles	Vert	2
Fleur	Blanc et Jaune	1