

1.5 الإصدار Target CI

دليل الأمن السيبراني
العربية

تاريخ التحديث: سبتمبر 2025



المحتويات

4	1. مقدمة	4
4	1.1 الاختصارات والتعريفات:	4
4	2. موارد أخرى	4
4	2.1 دعم العملاء	4
4	2.2 AB Pro Portal	4
4	2.3 دليل التثبيت المتقدم	4
4	2.4 MDS2	4
5	2.5 إرشادات الاستخدام (IFU)	5
5	2.6 HIMSА	5
5	3. مخططات الشبكة والسياق	5
6	3.1 نموذج النشر 1: مستقل	6
6	3.2 نموذج النشر 2: NOAH DISTRIBUTED	6
7	3.3 مكونات النشر	7
8	3.4 الترابطات بين الأنظمة	8
9	4. متطلبات النظام	9
9	5. التثبيت	9
9	5.1 المتطلبات	9
10	5.2 أنواع أدوات التثبيت	10
10	6. ضوابط الأمن	10
10	6.1 المصادقة – النشر المستقل	10
10	6.2 المصادقة – نشر NOAH	10
10	6.3 التفويض	10
10	6.4 التدقيق – النشر المستقل	10
10	6.5 التدقيق – نشر NOAH	10
11	6.6 الوصول عن بعد	11
11	7. حماية المعلومات	11
11	7.1 سياسة الخصوصية الخاصة بشركة ADVANCED BIONICS	11
11	7.2 معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS)	11
11	7.3 الأمن أثناء النقل	11
12	7.4 الأمن أثناء التخزين	12
13	8. سلامة البرمجيات	13
13	8.1 التحقق من وسائط التثبيت التي تم تنزيلها	13
14	8.2 التحقق اليدوي من برنامج التركيب قبل التثبيت	14
15	8.3 التحقق التلقائي من سلامة برنامج التركيب المُثبَّت	15

15	8.4 التحقق اليدوي من سلامة برنامج التركيب المثبت
16	9. لا يتم دعم التحديثات التلقائية
16	10. إدارة البيانات
16	10.1 قواعد البيانات
16	10.2 نقل البيانات
17	10.3 تكوينات أجهزة السمع
17	10.4 التخلص من البيانات
17	11. بيئة الأمان – المسؤولية المشتركة
18	12. عملية التصنيع وتطوير البرمجيات
18	13. مكونات البرنامج وقائمة المواد
23	14. المراجع

1. مقدمة

توفر هذه الوثيقة معلومات فنية حول الأمان والخصوصية الخاصة بنظام برنامج Target CI v1.5 من شركة Advanced Bionics، والذي يُشار إليه فيما بعد باسم "برنامج التركيب". تم تصميم برنامج التركيب ليستخدم من قِبَل خبراء السمع المؤهلين (HCP) لتكوين (أي تركيب) أجهزة السمع للمرضى الذين تلقوا غرسات قوقعة صناعية من شركة Advanced Bionics.

تركز هذه الوثيقة تحديدًا على اعتبارات الأمان السبيرياني والخصوصية المرتبطة باستخدام برنامج التركيب. وتتضمن تقييمًا لضوابط الأمان والخصوصية المدمجة حاليًا في البرنامج، بالإضافة إلى تلك التي يُتوقع تطبيقها وتكوينها ضمن بيئة تكنولوجيا المعلومات التي سيستخدم فيها المنتج لغرضه المقصود.

لا تقدم هذه الوثيقة معلومات فنية تتعلق بالأمان والخصوصية حول:

- الإصدارات السابقة من برنامج تركيب AB
- برامج AB بخلاف Target CI v1.5
- مواقع AB الإلكترونية
- تطبيقات الهاتف المحمول من AB
- أجهزة AB السمعية

1.1 الاختصارات والتعريفات:

الاختصار	المصطلح
FSW	برنامج التركيب
HCP	خبير السمع
SaMD	البرنامج كجهاز طبي
AB	Advanced Bionics
IFU	إرشادات الاستخدام

2. موارد أخرى

2.1 دعم العملاء

للمقيمين داخل الولايات المتحدة وكندا، توفر شركة Advanced Bionics خطًا ساخنًا مجانيًا للدعم التقني (877-271-6727) حيث يتوفر دعم مهني مخصص من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 5:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادي.

بالنسبة للمقيمين خارج الولايات المتحدة وكندا، يتم توفير الدعم الفني إقليميًا. إذا كانت لديك أسئلة حول برنامج التركيب، أو الأجهزة المرتبطة به، أو أي مشكلات برمجية أخرى، فيرجى الاتصال بممثل شركة AB المحلي لديك.

2.2 AB Pro Portal

يمكن تنزيل برنامج التركيب والوثائق ذات الصلة من <https://www.abproportal.com> أو Sonova Web Client. يجب تسجيل الدخول إلى الحساب. قد لا يكون هذا المورد متاحًا في جميع الأسواق؛ اتصل بممثل AB الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات.

2.3 دليل التثبيت المتقدم

دليل التثبيت المتقدم لـ Target CI v1.5 متاح عند الطلب. يوفر الدليل معلومات فنية حول أداة تثبيت برنامج التركيب المناسب، بما في ذلك خيارات سطر الأوامر للتثبيت الصامت والآلي.

2.4 MDS2

يعد بيان الإفصاح الخاص بالشركة المُصنعة لأمن الأجهزة الطبية (MDS2) نموذجًا قياسيًّا في الصناعة يحتوي على إجابات تتعلق بالأمان والخصوصية حول برنامج التركيب الخاص بشركة AB. النموذج متاح عند الطلب.

2.5 إرشادات الاستخدام (IFU)

سيتم شحن IFU مع وسائط تثبيت البرنامج. بالنسبة لبعض الأسواق، تتوفر إرشادات استخدام إلكترونية للتنزيل على www.advancedbionics.com/ifu

قد تكون الأقسام التالية في إرشادات الاستخدام ذات صلة بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات:

- وصف المنتج
- الحد الأدنى من متطلبات النظام وخصائص الأداء
- توجيهات لأمن تكنولوجيا المعلومات
- تعليمات التثبيت
- الدعم الفني

2.6 HIMSA

HIMSA هو بائع برامج تابع لجهة خارجية يقوم بإنتاج نظام Noah System 4، وهو نظام برمجي مصمم لمجال رعاية السمع حيث يوفر لخبراء السمع نظامًا غير معتمد على بائع محدد لأداء المهام المتعلقة بالعملاء.

يمكن تكوين برنامج التركيب بشكل اختياري لاستخدام Noah System 4 لتخزين البيانات بدلاً من قاعدة البيانات المحلية.

توفر صفحة الويب الخاصة بالأمان لشركة HIMSA إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات حول نظام Noah System 4.

<https://www.himsa.com/support/noah-enterprise-support/security-questionnaire-support/>

<https://www.himsa.com/support/noah-enterprise-support/security-considerations/>

راجع قسم الأمان في مركز التعلم التابع لـ HIMSA للحصول على مزيد من المعلومات:


<https://www.himsa.com/support/noah-4-knowledge-base/the-learning-center-2/>

3. مخططات الشبكة والسياق

يوجد نموذجان مدعومان لنشر برنامج التركيب، وهو تطبيق عميل (SaMD) مُنْبَت على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows ومتوفر تجاريًا. لا يتضمن البرنامج أي أجهزة أو نظام تشغيل.


3.1 نموذج النشر 1: مستقل

في نموذج النشر المستقل، يتم نشر برنامج التركيب على جهاز كمبيوتر العميل. يتم تخزين قاعدة بيانات المريض على نفس جهاز الكمبيوتر وتثبيتها مع برنامج التركيب.



3.2 نموذج النشر 2: NOAH DISTRIBUTED

في نموذج النشر Noah Distributed، يتم نشر برنامج التركيب على جهاز كمبيوتر واحد أو أكثر من أجهزة العملاء. يتم نشر Noah، وهو نظام لإدارة المرضى تابع لجهة خارجية، على خادم داخلي يمكن الوصول إليه بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعملاء. يتم تخزين قاعدة بيانات المرضى على خادم Noah ويمكن الوصول إليها عبر الشبكة بواسطة جهاز كمبيوتر عميل واحد أو أكثر.




يتم تثبيت برنامج التركيب مع ملف قابل للتنفيذ ومجموعة من الملفات المرتبطة بما في ذلك ملفات DLL للمكونات وملفات التكوين وملفات قاعدة بيانات SQLite. يتم تثبيت ملفات التكوين في المجلد "%ProgramData%\Advanced Bionics\Target CI\Target CI\Config" ويتم تثبيت ملفات قاعدة البيانات في المجلد "%ProgramData%\Advanced Bionics\Target CI\Target CI\Data". يحتوي مجلد البيانات على ملف قاعدة بيانات معاملات واحد والعديد من ملفات قاعدة بيانات المعلومات.


تخزن قاعدة بيانات المعاملات PatientDatabase.sqlite البيانات الديموغرافية وبيانات التركيب الخاصة بالمريض، ولن يتم تثبيتها إلا عند نشر برنامج التركيب في الوضع المستقل.

عند نشر برنامج التركيب كوحدة Noah، يوفر نظام Noah خدمات الاحتفاظ ببيانات المريض المطلوبة لبرنامج التركيب. تعد ملفات sqlite المتبقية جزءاً لا يتجزأ من برنامج التركيب، وهي مطلوبة في جميع نماذج النشر.

مكونات نشر برنامج Target CI



يوضح الرسم البياني والجدول أدناه الترابطات الأساسية للنظام. عادةً، يتم استخدام جزء فقط من الترابطات المتاحة.



المصدر / الوجهة	الخدمة	البروتوكول	المنفذ	الوصف
الأجهزة السمعية	اتصال جهاز السمع	اتصال سلكي / Bluetooth® منخفض الطاقة	لا ينطبق	يستخدم للتواصل مع الأجهزة السمعية للتحكم والتكوين وقراءة الحالة والبيانات
Noah	Noah 4 ModuleAPI	.NET Remoting	لا ينطبق	الواجهة الأساسية للوحدة المستخدمة للوصول إلى برنامج Noah (في نموذج نشر Noah distributed فقط)
خدمات Sonova السحابية	Sonova Cloud API الموزع الأساسي، الدعم عن بُعد	REST·SOAP	443	يتم استخدام خدمات Sonova المستضافة في مركز بيانات Microsoft Azure من أجل: <ul style="list-style-type: none"> • جلب بيانات تكوين عميل برنامج التركيب من وحدة تخزين Sonova الخلفية • نقل بيانات التسجيل والتحليلات • إنشاء جلسات تركيب عن بُعد في الوقت الفعلي

المصدر / الوجهة	الخدمة	البروتوكول	المنفذ	الوصف
Twilio/Xirsys، تطبيق AB Remote Support للهاتف المحمول	الدعم عن بُعد	WebRTC	قائمة المنافذ المتاحة عند الطلب	تتم استضافة خدمات الاتصالات السحابية الخاصة بـ Twilio على منصات سحابية تابعة لجهات خارجية، وتحديداً Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP). تُستخدم هذه الخدمات حصرياً بواسطة ميزة الدعم عن بُعد في برنامج التركيب، والتي تتيح إشارات WebRTC وعقد جلسات التركيب عن بُعد في الوقت الفعلي.
دعم عملاء AB	مشاركة سطح المكتب	بروتوكول ملكية TeamViewer	5938, 443, 80 راجع TeamViewerPorts	تُستخدم لإجراء تحليل في الوقت الفعلي عن بُعد واستكشاف المشكلات التي تؤثر على عمليات تثبيت برنامج التركيب وإصلاحها. راجع القسم 6.6 الدعم عن بُعد للحصول على مزيد من المعلومات.

4. متطلبات النظام

نظام التشغيل	64-bit Windows 10 Pro/Enterprise
.NET Framework	الإصدار 4.8
وحدة المعالجة المركزية	Intel® Core™ i5 أو ما يعادله بأداء مماثل أو أفضل
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	4 جيجابايت أو أكثر
مساحة القرص الصلب	3 جيجابايت أو أكثر
الحد الأدنى لمتطلبات العرض	<ul style="list-style-type: none"> دقة 1024 × 1280 (أقصى تكبير 125%) ألوان 24 بت
برامج تشغيل الأجهزة	<ul style="list-style-type: none"> برنامج تشغيل Noahlink Wireless (يلزم وجود أحدث إصدار متوفر من HIMSا إذا كنت تستخدم واجهة برمجة Noahlink Wireless المتصلة عبر USB من جهة خارجية). برنامج تشغيل CPI-3 (مطلوب إذا كنت تستخدم واجهة برمجة CPI-3 المتصلة عبر USB).
قاعدة البيانات	SQLite أو Noah System 4 (الإصدار 4.14 أو إصدار أحدث)
اتصال الإنترنت	مطلوب اتصال بالإنترنت للدعم عن بُعد وتسجيل التحليلات، راجع القسم 4.4 الترابطات بين الأنظمة؛ مطلوب الاتصال بالشبكة الداخلية عند استخدام نظام Noah 4 المتصل بالشبكة.
منافذ الشبكة	راجع القسم 3.4 الترابطات بين الأنظمة؛ راجع القسم 3. موارد أخرى — HIMSا للمنافذ التي يستخدمها نظام Noah 4.

5. التثبيت

5.1 المتطلبات

يجب أن يكون لديك حساب مسؤول لتثبيت برنامج التركيب. بمجرد تثبيت البرنامج، يمكن تشغيله دون الحاجة إلى أذونات إدارية أو عالية.

راجع القسم 8، سلامة البرنامج، للحصول على معلومات حول التحقق من سلامة البرنامج قبل التثبيت.

قبل التثبيت، يوصى مسؤولي النظام بالتأكد مما يلي:

- يجب أن يكون إصدار منتج برنامج التركيب الذي سيتم تثبيته هو الإصدار الأحدث المتاح.
- نظام التشغيل الأساسي مُحدَّث.

5.2 أنواع أدوات التثبيت

تتوفر أداتان لتثبيت برنامج التركيب:

- أداة التثبيت القياسية
- أداة التثبيت الخاصة بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات

أداة التثبيت الخاصة بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات عبارة عن ملف MSI واحد وتستبعد المكونات الأساسية ولكنها تعادل أداة التثبيت القياسية.

تتضمن المكونات الأساسية الحزم القابلة لإعادة التوزيع Microsoft .NET Framework v4.8 و Microsoft Visual Studio C++.

تدعم كلتا أداتي التثبيت سيناريوهات التثبيت المتقدمة، بما في ذلك التثبيت الصامت.

ينبغي استخدام أداة التثبيت الخاصة بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات فقط إذا كانت مؤسستك تتطلب تثبيت المكونات الأساسية وإدارتها بواسطة مؤسستك وليس بواسطة أداة تثبيت برنامج التركيب. ينبغي استخدام أداة التثبيت القياسية في جميع الحالات الأخرى.

يمكن الحصول على أداة التثبيت الخاصة بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات من الممثل الطبي لشركة AB. لا يمكن استخدام أداة التثبيت الخاصة بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات لإصلاح أو إعادة تثبيت البرامج المثبتة بواسطة أداة التثبيت القياسية. لا يمكن استخدام أداة التثبيت القياسية لإصلاح أو إعادة تثبيت البرامج المثبتة بواسطة أداة التثبيت الخاصة بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات.

6. ضوابط الأمن

برنامج التركيب هو تطبيق عميل يتم تثبيته على جهاز كمبيوتر تجاري يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows. يمكن تثبيت برنامج التركيب كتطبيق مستقل أو كوحدة Noah.

6.1 المصادقة – النشر المستقل

عندما يتم تثبيت برنامج التركيب كتطبيق مستقل، فإنه يعتمد على آليات التحكم في الوصول التي يوفرها نظام التشغيل المضيف. يمكن لموظفي تكنولوجيا المعلومات لدى العميل تكوين نظام التشغيل المضيف لإدارة المصادقة. لا يحتوي برنامج التركيب على أي ميزة تكاملية من هذا القبيل. توصي شركة Advanced Bionics بأن يقوم كل مستخدم بتسجيل الدخول إلى نظام التشغيل المضيف باستخدام حساب فريد لكل مستخدم.

6.2 المصادقة – نشر NOAH

عند تثبيت برنامج التركيب كوحدة Noah، يتم توفير التحكم في الوصول بواسطة نظام Noah System 4. راجع www.HIMSA.com للتعرف على عناصر التحكم في التدقيق المستخدمة بواسطة Noah System 4.

6.3 التفويض

لا يقيد برنامج التركيب الوصول إلى ميزاته بناءً على أدوار المستخدمين الفرديين. يدعم البرنامج وظيفة رئيسية واحدة وهي تركيب الأجهزة السمعية للمريض، ودور واحد للمختص بالتركيب. لا تنطبق عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار.

6.4 التدقيق – النشر المستقل

عندما يتم تثبيت برنامج التركيب كتطبيق مستقل، فإنه يعتمد على آليات التدقيق التي يوفرها نظام التشغيل المضيف. لا يحتوي برنامج التركيب على أي ميزة متكاملة من هذا القبيل. يمكن لموظفي تكنولوجيا المعلومات لدى العميل تكوين نظام التشغيل المضيف لتسجيل تشغيل/تنفيذ برنامج التركيب وعمليات تسجيل دخول المستخدمين. توصي شركة Advanced Bionics بأن يقوم كل مستخدم بتسجيل الدخول إلى نظام التشغيل المضيف باستخدام حساب فريد لكل مستخدم لتسهيل عملية التدقيق.

6.5 التدقيق – نشر NOAH

عند تثبيت برنامج التركيب كوحدة Noah، يتم توفير سجلات التدقيق بواسطة نظام Noah. راجع <https://www.himsa.com/> للتعرف على عناصر التحكم في التدقيق المستخدمة بواسطة Noah System 4.

6.6 الوصول عن بعد

تتيح ميزة مشاركة سطح المكتب إجراء التحليل عن بُعد في الوقت الفعلي واستكشاف المشكلات التي تؤثر على عمليات تثبيت برنامج التركيب وإصلاحها. تعتمد هذه الميزة على أداة TeamViewer QuickSupport التابعة لجهة خارجية (يتم تثبيتها افتراضياً مع برنامج التركيب)، وتتيح لمستخدمي دعم عملاء AB الاتصال عن بُعد بجهاز كمبيوتر خبير السمع والتحكم الكامل في سطح المكتب، بما في ذلك الوصول إلى النظام الأساسي للتشغيل والملفات.

لإنشاء جلسة مشاركة سطح المكتب، يلزم تفاعل خبير السمع. يجب على خبير السمع أولاً تشغيل أداة TeamViewer QuickSupport (على سبيل المثال، من خلال برنامج التركيب Target CI) وإرسال بيانات اعتماد معرف TeamViewer الخاصة به إلى فريق دعم AB عبر قناة اتصال خارجية (مثل مكالمة هاتفية).

يتم عرض اسم عضو فريق دعم AB ومعرف TeamViewer الخاص به بشكل افتراضي على شاشة كمبيوتر خبير السمع أثناء كل جلسة مشاركة سطح المكتب النشطة.

يتم تأمين حركة مرور شبكة مشاركة سطح المكتب بالكامل وفقاً لمعايير بروتوكولات وخوارزميات التشفير أو بما يتجاوزها (تبادل مفاتيح RSA العامة/الخاصة وتشفير جلسة AES 256 بت).

يمكن إزالة TeamViewer QuickSupport يدوياً دون التأثير على وظائف Target FSW الأخرى. يدعم برنامج تثبيت Target FSW معلمة تثبيت عبر سطر الأوامر للسماح بتثبيت Target FSW عبر سطر الأوامر دون تضمين أداة TeamViewer QuickSupport.

7. حماية المعلومات

7.1 سياسة الخصوصية الخاصة بشركة ADVANCED BIONICS

يمكن تنزيل سياسة الخصوصية التي تصف كيفية قيام Advanced Bionics بجمع البيانات الشخصية ونقلها وتخزينها واستخدامها، من: AdvancedBionics.com/privacy.

لا تستضيف شركة Advanced Bionics أو تخزن أو تنسخ احتياطياً أي بيانات مخزنة داخل برنامج التركيب أو قواعد بيانات Noah، ولا تتمتع بالوصول إليها، ما لم يتم إرسال البيانات صراحةً إلى شركة Advanced Bionics.

7.2 معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS)

يتوافق Target CI v1.5 مع معايير التشفير FIPS 140-2.

7.3 الأمن أثناء النقل

يتم ضمان أمن الاتصالات وتمكينها في جميع اتصالات شبكة برنامج التركيب الداخلية والخارجية. باستثناء ميزة الدعم عن بُعد (التي تستخدم بروتوكول WebRTC) واتصال Bluetooth مع الأجهزة السمية والملحقات، فإن جميع الاتصالات الأخرى محمية بواسطة بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS)، الذي يضمن السرية والنزاهة والمصادقية.

TLS

يتوافق تكوين TLS مع أفضل الممارسات الحالية وتوصيات الأمان الموثقة في BCP 195 – توصيات للاستخدام الآمن لـ TLS وDTLS وBCP195 بما في ذلك:

- عدم دعم إصدارات SSL و TLS قبل 1.2
- عدم دعم مجموعات التشفير التي تستخدم خوارزميات التشفير التي توفر مستوى أمان أقل من 128 بت
- دعم امتدادات TLS الموصى بها لـ BCP 195
- عدم دعم الامتدادات غير الآمنة لـ BCP 195

DTLS

يعد التشفير ميزة إلزامية لـ WebRTC ويتم تطبيقه على جميع تدفقات الوسائط المرسلة عبر WebRTC. يعتمد بروتوكول التشفير المستخدم على نوع القناة؛ حيث يتم تشفير بث البيانات باستخدام DTLS، بينما يتم تشفير بث الوسائط باستخدام بروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي (SRTP)، نظراً لأنه خيار أخف وزناً من DTLS.

يرجى الاطلاع على الرابط التالي لمزيد من المعلومات التفصيلية حول تكوين الأمان لخدمة الدعم عن بُعد عبر WebRTC:

<https://developer.liveswitch.io/liveswitch-server/server/security.html>

BLE

يتم تشفير الاتصال اللاسلكي عبر تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة للأجهزة السمعية والملحقات، وحماية سلامته بشكل افتراضي (باستثناء حالات استخدام التعريف والكشف). بالإضافة إلى ذلك، فإن مدة تفعيل وضع الاقتران عبر Bluetooth في جهاز السمع محدودة زمنيًا. يُرجى الرجوع إلى وثائق أجهزة السمع المتوفرة للحصول على وصف أكثر تفصيلاً حول أمان قناة الاتصال عبر Bluetooth.

7.4 الأمن أثناء التخزين

قاعدة بيانات المرضى - نموذج النشر المستقل

إذا تم تثبيت برنامج التركيب كتطبيق مستقل، فسيتم تخزين قاعدة بيانات المرضى محليًا في:

C:\ProgramData\Advanced Bionics\Target CI\Target CI\Data

لا يتم تشفير هذه السجلات بشكل افتراضي. يتم تخزين المعلومات الصحية المحمية (PHI) والمعلومات الشخصية القابلة للتعريف (PII) داخل قاعدة بيانات برنامج التركيب ولا يتم نقلها عبر الشبكة.

في بعض الولايات القضائية، قد تتطلب اللوائح تشفير جميع بيانات المرضى لتجنب المسؤولية المحتملة في حال فقدان البيانات أو سرقتها. قم بتمكين BitLocker أو أي تشفير كامل للقرص مكافئ (سواء على مستوى نظام التشغيل أو الأجهزة) لحماية البيانات من الوصول أو النسخ غير المصرح به أثناء تخزينها.

BitLocker هي ميزة مدمجة في نظام التشغيل Windows تقوم بتشفير محرك الأقراص بأكمله وتتطلب المصادقة للوصول إليه. تأكد دائمًا من مراجعة الإرشادات الرسمية لشركة Microsoft وسياسة أمان تكنولوجيا المعلومات لمؤسستك قبل تمكين BitLocker.

كيفية تمكين BitLocker

يجب أن تكون لديك امتيازات المسؤول لإدارة BitLocker.

1. ابحث عن "Manage BitLocker" (إدارة BitLocker)

افتح قائمة Start (ابدأ)، واكتب Manage BitLocker (إدارة BitLocker)، ثم حدده من نتائج البحث.

2. حدد محرك النظام

اختر محرك الأقراص الذي تم تثبيت Windows عليه لتكوين إعدادات التشفير.

3. اختر طريقة إلغاء القفل

حدد أحد الخيارات التالية:

- TPM only (TPM فقط)

- TPM + PIN (TPM + رقم تعريف شخصي (PIN))

- TPM + USB key (TPM + مفتاح USB)

اتبع إرشادات Microsoft لأفضل الممارسات، وسياسة أمان تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمؤسستك عند تحديد طريقة إلغاء القفل.

4. قم بإنشاء نسخة احتياطية من مفتاح الاسترداد

قم بعمل نسخة احتياطية لمفتاح الاسترداد باستخدام طرق آمنة معتمدة من قبل المؤسسة. تشمل الخيارات الموصى بها ما يلي:

- التخزين في Microsoft Entra ID (المعروف سابقًا باسم Azure AD) أو Active Directory للأجهزة المنضمة إلى المجال

- الحفظ في موقع شبكة آمن وخاضع للتحكم في الوصول باستخدام التشفير وتسجيل التدقيق

- استخدام حل الضمان الرئيسي المُدار المعتمد من قبل مؤسستك

تجنب حفظ المفتاح على محركات الأقراص المحلية أو أجهزة USB أو طباعته ما لم يُسمح بذلك صراحةً بواسطة السياسة. يجب حماية مفاتيح الاسترداد بنفس درجة الصرامة التي تُحمى بها بيانات الاعتماد الحساسة الأخرى، ويجب تغييرها فورًا إذا تم كشفها.

اختر:

- محرك الأقراص بالكامل – يوصى به لمعظم سيناريوهات المؤسسات. يقوم بتشفير جميع القطاعات، بما في ذلك المساحة غير المستخدمة، لمنع استبقاء البيانات.

قاعدة بيانات المرضى – وحدة نشر Noah Distributed

عندما يتم تثبيت برنامج التركيب كوحدة Noah، يتم تخزين معلومات التعريف الشخصية (PII) داخل قاعدة بيانات المرضى التي يستضيفها Noah. قد توجد قاعدة بيانات المرضى التي يستضيفها Noah على جهاز آخر. يتم الاحتفاظ ببيانات التعريف الشخصية وبيانات المريض الأخرى بواسطة برنامج Noah، كما يضمن نظام Noah تشفير بيانات المريض في حالة السكون. قد يقوم برنامج التركيب بإرسال أو استقبال معلومات التعريف الشخصية عبر اتصال شبكي سلكي أو لاسلكي عند تكوين قاعدة بيانات Noah للوصول إلى الشبكة.

سكنون معلومات التعريف الشخصية (PII) المخزنة في قاعدة بيانات Noah المتصلة بالشبكة مرئية لمستخدمي أجهزة كمبيوتر شخصية مختلفة لديهم أذونات الوصول إلى نفس قاعدة البيانات المتصلة بالشبكة. يمكن أيضاً تكوين قاعدة بيانات Noah للوصول غير الشبكي وتثبيتها على نفس الكمبيوتر الشخصي مثل برنامج التركيب.

يمنع Noah برنامج التركيب من الوصول إلى قاعدة بيانات سجلات المرضى. عندما يفتح المستخدم ملف مريض في برنامج التركيب عبر Noah Client، يكون برنامج التركيب قادراً فقط على القراءة من سجل المريض المفتوح حالياً والكتابة إليه، ولا يمكنه الوصول إلى سجلات المرضى الأخرى في قاعدة بيانات Noah.

راجع القسم www.HIMSA.com لمعرفة معايير التشفير المستخدمة بواسطة Noah System 4.

ملفات تصدير RMA

يتيح برنامج التركيب إمكانية تصدير معلومات العميل إلى ملف. يمكن إرسال ملف RMA إلى Advanced Bionics لحل مشكلات RMA أو مشكلات الدعم ذات الصلة.

يتم تشفير ملف RMA بطريقة غير متماثلة باستخدام RSA وبطول مفتاح يبلغ 512 بت. لا يحتوي برنامج التركيب على أي وسيلة لفك تشفير ملف RMA.

ملفات التصدير مجهولة الهوية

يتيح برنامج التركيب تصدير معلومات العميل إلى ملف مجهول الهوية خاص بالعميل. يتم استبدال معلومات التعريف الشخصية الخاصة بالعميل، مثل تاريخ الميلاد والاسم بقيم عامة. الملف غير مشفر ويمكن استيراده إلى نفس المثل أو إلى مثل مختلف من برنامج التركيب.

ملفات التصدير القياسية

يتيح برنامج التجهيز تصدير معلومات العميل إلى ملف تصدير قياسي. يستخدم الملف تنسيقاً ثنائياً خاصاً ولا يتم تشفيره. يمكن استيراد الملف إلى نفس المثل أو إلى مثل مختلف من برنامج التركيب. عند استخدام هذه الميزة، يجب على مستخدمي برنامج التركيب التأكد من التعامل مع ملفات التصدير القياسية وفقاً لسياسات تكنولوجيا المعلومات المحلية الخاصة بهم لإدارة معلومات التعريف الشخصية غير المشفرة.

الجهاز السمعي

يقوم برنامج التركيب بتخزين معلومات العميل على الجهاز السمعي الخاص بالعميل. لا يتم تخزين معلومات التعريف الشخصية مثل اسم العميل وتاريخ ميلاده على الجهاز السمعي. يتم تخزين المعلومات الأخرى غير المتعلقة بمعلومات التعريف الشخصية باستخدام تشفير PBKDF2 بمفتاح 128 بت.

قد يرسل/يستقبل برنامج التركيب معلومات التعريف غير الشخصية للعميل إلى/من جهاز سمعي عبر جهاز سلكي خاص (مثل CPI-3)، أو تطبيق AB Remote Support للهاتف المحمول، أو جهاز Noahlink Wireless لاسلكي. يتصل جهاز Noahlink اللاسلكي بالجهاز السمعي باستخدام تقنية Bluetooth Low Energy (BLE) عبر قناة BLE قياسية مشفرة بـ AES 128 بت.

8. سلامة البرمجيات

8.1 التحقق من وسائط التثبيت التي تم تنزيلها

من الممكن تنزيل وسائط تثبيت برنامج التركيب Target CI في بعض المناطق من Pro Portal الخاصة بشركة Sonova Web أو Client. يمكن التحقق من وسائط التثبيت التي تم تنزيلها باستخدام أي أداة تجزئة موثوقة من نوع SHA-256.


تجزئة SHA256 لملف التثبيت المضغوط القياسي (zip) هي:
A42B8F41A5A4111D1CDF67394FFBFBBCDF2FB6215EC2696DB310B3AED6D4DD83

تجزئة SHA256 لملف التثبيت المضغوط (zip) الخاص بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات:
DDAD362CC3213EFEA702D9F4A61740B34EDF794FE997811B6B2C908CE754B25F

8.2 التحقق اليدوي من برنامج التركيب قبل التثبيت

يمكن للمستخدمين تنفيذ الخطوات التالية للتحقق من سلامة وأصالة برنامج التركيب قبل التثبيت:

1. افتح Windows Explorer وانتقل إلى المجلد الجذر لوسائط تثبيت برنامج التركيب. إذا كانت وسائط التثبيت عبارة عن محرك أقراص محمول (USB)، فقم بإدخاله في منفذ USB وانتقل إلى المجلد الجذر الخاص به. إذا كانت وسائط التثبيت الخاصة بك عبارة عن ملف مضغوط (zip)، فقم بفتح ضغطه إلى مجلد وانتقل إلى هذا المجلد.
2. انقر بزر الماوس الأيمن على SonovaVerify.exe وحدد Properties (خصائص) من قائمة السياق.
3. حدد علامة التبويب Digital Signatures (التوقيعات الرقمية).
4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق توقيع "Sonova AG" SHA256.
5. تحقق من صحة عناصر التوقيع. وتحقق بصفة خاصة من ظهور الرسالة "The digital signature is OK" (التوقيع الرقمي صحيح) بالقرب من الأعلى، وأن اسم الموقع ووقت التوقيع يتطابقان مع الصورة التالية:



1. أغلق مربعات الحوار المنبثقة وانقر نقرًا مزدوجًا فوق SonovaVerify.exe.
2. تأكد من عرض "NO ERRORS DETECTED" (لم يتم اكتشاف أي أخطاء) كما هو موضح في الصورة التالية:

```
FILES PROCESSED: 79
IGNORED FILES: 1
.\sonovaverify.dat
NO ERRORS DETECTED.
Press any key to continue . . .
```

تُظهر الصورة أن SonovaVerify قام بالتحقق من صحة التوقيعات الرقمية لجميع الملفات الموجودة على وسائط التثبيت، بما في ذلك برنامج التثبيت. يتحقق ذلك من عدم تعرض وسائط التثبيت للعبث أو التلف أو المساس بها بأي شكل آخر. سيعرض SonovaVerify تحذيرات أو رسائل خطأ إذا كانت الملفات أو المجلدات مفقودة، أو تمت إضافة ملفات أو مجلدات غير متوقعة إلى وسائط التثبيت.


8.3 التحقق التلقائي من سلامة برنامج التثبيت

يتم دمج SonovaVerify مع برنامج التثبيت ويتم تشغيله في كل مرة يتم فيها تشغيل التطبيق للتحقق من سلامة ملفات برنامج التثبيت. يتم توقيع ملفات البرنامج رقمياً باستخدام ممارسات وشهادات قياسية في الصناعة صادرة عن هيئة تصديق موثوقة. يقوم البرنامج بإشعار المستخدم عبر رسائل تحذيرية إذا تم المساس بسلامة أي من الملفات البرمجية.

8.4 التحقق اليدوي من سلامة برنامج التثبيت

يمكن للمستخدمين تنفيذ الخطوات التالية للتحقق من سلامة وأصالة برنامج التثبيت المثبت في أي وقت دون الحاجة إلى تشغيله:

1. افتح مستعرض Windows Explorer وانتقل إلى المجلد التنفيذي لبرنامج التثبيت، والذي يوجد عادةً في:
C:\Program Files (x86)\Advanced Bionics\Target CI\
2. انقر بزر الماوس الأيمن على SonovaVerify.exe وحدد Properties (خصائص) من قائمة السياق.
3. حدد علامة التبويب Digital Signatures (التوقيعات الرقمية).
4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق توقيع "Sonova AG" SHA256.
5. تأكد من صحة عناصر التوقيع، وخاصةً من ظهور الرسالة "The digital signature is OK" (التوقيع الرقمي صحيح) بالقرب من الأعلى، وأن اسم الموقع ووقت التوقيع يتطابقان مع الصورة التالية:



1. أغلق مربعات الحوار المنبثقة وانقر نقرًا مزدوجًا فوق SonovaVerify.exe.
2. تأكد من عرض "NO ERRORS DETECTED" (لم يتم اكتشاف أي أخطاء) كما هو موضح في الصورة التالية:

```
SonovaVerify 0.0.4.0 Copyright 2019-2023 Sonova

Verifying: C:\Program Files (x86)\Advanced Bionics\Target CI\SonovaVerify.DAT
Target: C:\Program Files (x86)\Advanced Bionics\Target CI
Product: Target CI 1.5.11.0

FILES PROCESSED: 779

IGNORED FILES: 3
.\config\App.xml
.\data\
.\sonovaverify.dat

NO ERRORS DETECTED.
Press any key to continue . . .
```

تُظهر الصورة أن SonovaVerify قد تحقق من صحة التوقيعات الرقمية لجميع ملفات البرنامج المثبتة. يثبت هذا أن برنامج التركيب لم يتم العبث به أو إتلافه أو المساس به بأي شكل آخر. سيعرض SonovaVerify تحذيرات أو رسائل خطأ إذا كانت بعض الملفات أو المجلدات مفقودة، أو تمت إضافة ملفات أو مجلدات غير متوقعة إلى مجلد ملفات البرنامج.

9. لا يتم دعم التحديثات التلقائية والتحديثات البرمجية.

10. إدارة البيانات

10.1 قواعد البيانات

يستخدم برنامج التركيب قاعدة بيانات معاملات لتخزين بيانات المرضى، بالإضافة إلى مجموعة من قواعد بيانات المعلومات التي توفر تكوينات البيانات الوصفية المطلوبة للتطبيق.

راجع القسم 3. مخططات الشبكة والسياق - مكونات النشر للحصول على قائمة مفصلة بجميع قواعد البيانات التي تم نشرها بواسطة برنامج التركيب.

عندما يتم تثبيت برنامج التركيب كتطبيق مستقل، تكون قاعدة بيانات المرضى داخلية ضمن برنامج التركيب. تُخزن قاعدة بيانات المرضى الموجودة في الملف PatientDatabase.sqlite على نفس الجهاز المثبت عليه برنامج التركيب، وتوفر مساحة تخزين لبيانات المرضى. لإنشاء نسخة احتياطية من بيانات التطبيق عند نشر Target CI كتطبيق مستقل، قم بإنشاء نسخة احتياطية من المجلد بالكامل الموجود في %ProgramData%\Advanced Bionics\Target CI\Target CI\Data. يجب حماية النسخ الاحتياطية للبيانات ليس فقط من فقدانها، بل أيضاً من السرقة. عند تثبيت برنامج التركيب كوحدة Noah، يتم تخزين بيانات المريض في قاعدة البيانات التي يوفرها نظام Noah. من الممكن تكوين قاعدة بيانات Noah للوصول إلى الشبكة. يمكن أيضاً تكوين قاعدة بيانات Noah للوصول غير الشبكي وتثبيتها على نفس الكمبيوتر الشخصي مثل برنامج التركيب. قم بتكوين تشفير قاعدة بيانات Noah لحماية البيانات (راجع وثائق HIMSAs).

في وضع نشر Noah distributed، راجع الرابط التالي للحصول على إرشادات حول النسخ الاحتياطي واستعادة قاعدة بيانات مرضى Noah:

<https://www.himsa.com/support/noah-4-knowledge-base/the-learning-center-2/backing-up-and-restoring-the-data-in-your-noah-database/>

10.2 نقل البيانات

يتيح برنامج التركيب للمستخدمين نقل سجلات المرضى من برنامج التركيب السابق لشركة AB، SoundWave 3.2. يجب أن تكون سجلات المرضى قابلة للوصول من تثبيت SoundWave 3.2 الموجود على نفس الكمبيوتر المثبت عليه Target CI حتى يمكن نقلها.

10.3 تكوينات أجهزة السمع

يُتيح برنامج التركيب إمكانية تصدير واستيراد تكوينات الجهاز وإعداداته.

10.4 التخلص من البيانات

يمكن العثور على تعليمات التخلص من البيانات في إرشادات الاستخدام (IFU) أو على الموقع التالي الخاص بنشر Noah: <https://www.himsa.com/support/noah-4-knowledge-base/the-learning-center-2/deleting-patient-records/>

11. بيئة الأمان – المسؤولية المشتركة

تم تصميم برنامج التركيب للاستخدام المقصود حيث تعتبر إدارة مخاطر الأمان السبباني مسؤولية مشتركة بين أصحاب المصلحة في منظومة رعاية السمع بأكملها، والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - مستخدمي أجهزة السمع، والآباء أو الأوصياء القانونيين للأطفال الذين يستخدمون أجهزة السمع، وخبراء السمع، ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات، ومرافق ومقدمي رعاية السمع، وبإعني أجهزة السمع ومعدات البرمجة.

فيما يلي قائمة بأفضل توصيات الممارسات الشائعة وضوابط الأمان لبيئة التركيب حيث سيتم استخدام برنامج التركيب:

مستوى نظام التشغيل

- تطبيق عناصر التحكم في الوصول على مستوى نظام التشغيل، على سبيل المثال:
 - احذف حسابات الضيوف
 - فعّل تسجيل دخول المستخدم في نظام Windows
 - حافظ على قائمة من المشغلين المعتمدين للتحكم في الوصول إلى النظام
 - قم بتعيين المستخدمين والأدوار المخصصة
 - قم بتطبيق متطلبات كلمات المرور القوية والحفاظ على سرية بيانات الاعتماد
- قم بتطبيق ضوابط التدقيق على مستوى نظام التشغيل
- حافظ على تحديث نظام التشغيل.
- احرص على تحديث إصدار برنامج التركيب المثبت.
- قم بتمكين الحماية المحدثة من البرامج الضارة ومكافحة الفيروسات.
- قم بتمكين القائمة البيضاء للتطبيقات

حماية البيانات

- قم بتشفير بيانات المريض باستخدام أدوات أو عناصر تحكم تابعة لجهات خارجية على مستوى نظام التشغيل، على سبيل المثال، باستخدام تشفير محرك الأقراص (على سبيل المثال، Microsoft BitLocker المجاني) لحماية جميع البيانات. في عمليات نشر Noah، يُنصح باستخدام تشفير قاعدة بيانات Noah.
- ينبغي تأمين الوسائط الخارجية التي تحتوي على البيانات المصدرة من برنامج التركيب بما في ذلك التقارير والسجلات. عندما لا تُستخدم بعد الآن، ينبغي مسح البيانات و/أو الوسائط أو حذفها بأمان.
- استخدم وسائط تخزين USB المزودة بوظيفة أمان مدمجة، مثل محركات أقراص USB المشفرة مع لوحة مفاتيح مدمجة.
- تأكد من الحفاظ على أمان بياناتك دائمًا:
 - عند نقل البيانات عبر قنوات غير آمنة، قم بإرسال بيانات مجهولة المصدر أو تشفيرها.
 - يجب حماية النسخ الاحتياطية للبيانات ليس فقط من فقدان، بل أيضًا من السرقة.
 - قم بإزالة كافة البيانات من وسيط البيانات التي لم تعد تستخدم أو التي يجب التخلص منها.
- يجب على المستخدمين استخدام الإجراءات والأدوات المعتمدة لإزالة الأمانة للبيانات المخزنة على الوسائط القابلة للإزالة، وفقًا للوائح والمبادئ التوجيهية المعمول بها للتعامل مع معلومات المريض / معلومات التعريف الشخصية (PII) / المعلومات الصحية المحمية (PHI)

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

قم بتشغيل برنامج التركيب في بيئة شبكة آمنة محمية من الاختراق غير المصرح به. هناك العديد من التقنيات الفعالة لعزل وحماية أنظمة المعلومات الطبية، بما في ذلك تنفيذ حماية جدار الحماية، والمناطق منزوعة السلاح (الشبكة الفرعية المحلية (DMZs))، وشبكات المنطقة المحلية الافتراضية (VLANs) والجيوب الشبكية. حافظ على اتصال نشط بالشبكة لتلقي تحديثات نظام التشغيل.

المستوى المادي

- يجب تأمين محطة العمل التي تم تثبيت برنامج التركيب عليها ماديًا بطريقة تمنع وصول المستخدمين غير المصرح لهم إليها.
- تأكد من عدم قيام أي أفراد غير مصرح لهم بالعبث بالنظام.
- يجب التحكم في الوصول إلى الطابعات المتصلة بمحطة العمل.
- يجب وضع شاشة محطة العمل التي تم تثبيت برنامج التركيب عليها بطريقة تقيد إمكانية رؤية محتوى الشاشة على المستخدم فقط.

- يُسمح فقط للموظفين المدربين مهنيًا والمؤهلين بالكامل بتشغيل النظام. قبل السماح لأي شخص بتشغيل النظام، يجب التأكد من أنه قرأ تعليمات التشغيل المزودة مع برنامج التركيب وأنه يفهمها فهمًا كاملاً.
- إذا لاحظت أي نشاط مشبوه في حسابات برنامج التركيب أو أي عملية غير متوقعة، فاتصل بشركة Advanced Bionics. راجع القسم 2.1 للمزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات حول المسؤولية المشتركة، وللحصول على قائمة أكثر تفصيلاً بتوصيات أفضل الممارسات وضوابط الأمان لبيئة التركيب التي سيتم فيها استخدام برنامج التركيب وتطبيقها على مستويات مختلفة، يُرجى الرجوع إلى:

- ورقة EHIMA البيضاء بعنوان "أفضل الممارسات للتركيب الآمن لأجهزة السمع" [EHIMAWHITEPAPER](#)

12. عملية التصنيع وتطوير البرمجيات

يتم أخذ الأمان السبيرياني في الاعتبار طوال عملية تطوير البرمجيات بأكملها. تم تطوير برنامج التركيب وفقاً للمعايير IEC 62304 و IEC 82304.

يتم فحص برنامج التركيب للكشف عن الفيروسات والبرامج الضارة كجزء من عملية التصنيع.

يتم تقييم الثغرات الأمنية في مكونات الجهات الخارجية المُدرجة في قاعدة بيانات الثغرات الأمنية الوطنية (NVD) التابعة للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، وتُعالج أثناء عملية التطوير، وتُراقب بعد طرح برنامج التركيب في السوق.

13. مكونات البرنامج وقائمة المواد

يتضمن برنامج التركيب عددًا من مكونات البرمجيات التجارية الجاهزة.

يوضح الجدول التالي جميع مكونات SOUP (البرمجيات ذات المنشأ غير المعروف) الموزعة مع برنامج التركيب.

الإصدار	الشركة المصنعة	وصف الوظيفة	عصر SOUP
1.0.0.1	ciAD (Jurg Haubold)	مكتبة لمحاكاة فقدان السمع لمشغل الوسائط	ciAD Hearing Loss Simulator
1.0.2	iLya Lozovyy	حزمة إدارة بيانات الاعتماد، وهي غلاف لواجهة برمجة تطبيقات إدارة بيانات الاعتماد في نظام التشغيل Windows	CredentialManagement
1.6.1	Attack Pattern	تُستخدم مع خدمة Google Analytics	CSharpAnalytics
2.0.78	Sam Saffron, Marc Gravell, Nick Craver	ORM	Dapper
3.0	Serilog Contributors	تُستخدم بواسطة Nephel libraries.	Destructurama.Attributed
2.0	Microsoft	يسمح بالوصول إلى وظيفة DirectShow الخاصة بـ Microsoft من داخل تطبيقات .NET.	DirectShow 2005
4.2	المركز الوطني لعلم السمع، كندا	DSL 4 Fitting formula library	DSL4
5.0.34	المركز الوطني لعلم السمع، كندا	DSL 5 Fitting formula library	DSL5
2.0.1.9	GNOtometrics	GNOtometrics.Aurical معاد تعبئتها لصالح Sonova	GNOtometrics.Aurical
3.8.0.22151	FM (Frozen Mountain)	تُستخدم لتكامل مؤتمرات الصوت/ الفيديو عبر WebRTC	IceLink
5.0.1	Dominick Baier, Brock Allen	مكتبة عميل OAuth 2.0 و OpenID Connect تُستخدم في مكون Kona.CommonServices.Authentication لمصادقة OAuth 2.	IdentityModel
4.4.0.2266	HIMSA II K/S	مكتبة واجهة الاتصال بين الوحدات النمطية الخاصة بـ Noah	IMCInterfaces
0.26.1	LibGit2Sharp مساهم	تُستخدم بواسطة مكتبات Sonova للتواصل مع Git	LibGit2Sharp
7.2.0.0	chaowlert,eric_swann	تُستخدم لتعيين الكائنات داخل الكود	Mapster

الإصدار	الشركة المُصنعة	وصف الوظيفة	عصر SOUP
4.11.0	كريستوف روغ، ماركوس كوداء، بورغن فان غايل والمساهمون	تُستخدم لخوارزميات التركيب (مسار الإشارة، ومطابقة الهدف، وغيرها)	MathNet.Numerics
5.0.0	Microsoft	توفر الواجهات <T>IAsyncEnumerable و IAyncDisposable وأنواع المساعدة لـ .NET. Standard 2.0	Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces
3.9	Microsoft	يتم استخدامه ضمن المكتبات التابعة لـ Sonova.HardwareAbstraction. Palio.Trafo	Microsoft.CodeAnalysis.Common
3.9	Microsoft	يتم استخدامه ضمن المكتبات التابعة لـ Sonova.HardwareAbstraction. Palio.Trafo	Microsoft.CodeAnalysis.CSharp
4.38.0.0	Microsoft	مكتبة MSAL لـ .NET هي جزء من منصة هوية Microsoft للمطورين (المعروفة سابقاً باسم Azure AD) الإصدار 2.0. تتيح لك الحصول على رموز أمان لاستدعاء واجهات برمجة التطبيقات المحمية. تستخدم معيار الصناعة OAuth2 و OpenID Connect.	Microsoft.Identity.Client
2.19.3.0	Microsoft	ذاكرة تخزين مؤقتة آمنة عبر الأنظمة الأساسية لتطبيقات العميل العامة MSAL.	Microsoft.Identity.Client.Extensions.Msal
6.8.0	Microsoft	تتضمن أنواعاً توفر الدعم لإنشاء رموز JSON Web Tokens وتسلسلها والتحقق من صحتها. تُستخدم بواسطة المكونات التي تتواصل مع خدمات الواجهة الخلفية التي تستخدم رموز JSON Web للمصادقة.	Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens
6.8.0	Microsoft	اعتمادية Microsoft.IdentityModel.Tokens	Microsoft.IdentityModel.Logging
6.8.0	Microsoft	اعتمادية برمجيات SOUP Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens	Microsoft.IdentityModel.Tokens
2.5.11.0	David Hall	يستخدم لأداة النسخ الاحتياطي FSW (النسخ الاحتياطي التلقائي).	Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll
1.0.1	xamlexperienceteam، Microsoft	XAML Behaviors هي وسيلة سهلة الاستخدام لإضافة تفاعلية شائعة وقابلة لإعادة الاستخدام إلى تطبيقات WPF باستخدام أقل قدر من الأكواد.	Microsoft.Xaml.Behaviors.Wpf
9.0.30729.6161	Microsoft	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable	MS VC++ 2008 Redistributable
10.0.40219.325	Microsoft	Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable	Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable
11.0.61030.0	Microsoft	Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable	Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable
14.16.27024.1	Microsoft	Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable	Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86)
1.1.0.0	Australian Hearing	NAL-NL1 Fitting formula library	NAL-NL1
2.0.11	Australian Hearing	NAL-NL2 Fitting formula library	NAL-NL2
1.9	مفتوح المصدر	يستخدم لضبط مستوى الصوت وتشغيل ملفات الصوت.	NAudio.dll
4.8.3928.0	Microsoft	.NET runtime framework	.NET Framework
12.0.3	James Newton-King	يُستخدم لتسلسل وفك تسلسل JSON	Newtonsoft.Json
1.3.16.1	GN ReSound	NoahLink Wireless مكتبات تركيب	Nibelung

الإصدار	الشركة المُصنعة	وصف الوظيفة	عصر SOUP
4.4.0	كيم كريستسن	هذا أحد التبعيات الخاصة بـ HIMSА Nibelung.CPD (Noahlink Wirless)	Nlog
1.55.6.166	HIMSА	برنامج تشغيل جهاز تركيب NoahLink	NoahLink
2.0.0.68	HIMSА	برنامج تشغيل جهاز التركيب NoahLink Wireless	NoahLink Wireless
2.0.0.4	GNOtometrics	مكتبات الاتصال HiPro	Otometrics.HiPro2
1.0.0.10	GN Otometrics	طبقة التجريد Otometrics فوق مكتبة واجهة الاتصال بين الوحدات في Noah	Otometrics.REMAccess
4.54.2704.0	Patagames.com	مكتبة PDF C# لإنشاء وتحرير مستندات PDF في تطبيقات .Net.	Pdfium.Net.SDK
7.2.1	تطبيق vNext	مكتبة تتيح للمطورين التعبير عن سياسات المرونة ومعالجة الأخطاء العابرة مثل إعادة المحاولة، وقاطع الدائرة، وعزل الحاجز، والعودة إلى الوضع الاحتياطي البديل بطريقة سلسلة وأمنة الترابط	Polly
3.0	تطبيق vNext	مكتبة تحتوي على أساليب مساعدة محددة مسبقاً لتكوين سياسات Polly للتعامل مع الأخطاء العابرة الشائعة عند الاستدعاء عبر HttpClient.	Polly.Extensions.Http
1.1.1	Grant Dickinson، تطبيق vNext	مكتبة لـ Polly تحتوي على طرق مساعدة لمجموعة متنوعة من استراتيجيات الانتظار وإعادة المحاولة.	Polly.Contrib.WaitAndRetry
1.8.10.0	BouncyCastle.Crypto	هذا اعتماد على HIMSА Nibelung.CPD (Noahlink Wirless)	Portable.BouncyCastle
2.0.0.668	مفتوح المصدر	إطار عمل للتسلسل يُستخدم لـ RC blob.	protobuf-net.dll
2.10.0	Serilog Contributors	مكون التسجيل المستخدم لتطبيق Chinook بالكامل.	Serilog
3.1	Serilog Contributors	إثراء أحداث Serilog بخصائص من الخيط الحالي	Serilog.Enrichers.Thread
2.0	Serilog Contributors	تصفية الأحداث في Serilog بناءً على التعبيرات	Serilog.Expressions
4.0.0.0	Serilog Contributors	مستقبل Serilog الذي يقوم بكتابة أحداث السجل إلى وحدة التحكم/الطرفية.	Serilog.Sinks.Console
2.0	Serilog Contributors	مستقبل Serilog الذي يقوم بكتابة أحداث السجل في نافذة إخراج التصحيح.	Serilog.Sinks.Debug
4.1	Serilog Contributors	اكتب أحداث Serilog إلى ملفات نصية بصيغة عادية أو JSON.	Serilog.Sinks.File
2.1	Serilog Contributors	مستقبل التتبع التشخيصي لأحداث Serilog.	Serilog.Sinks.Trace
2.2.2	Serilog Contributors	تكوين XML (تكوين النظام <appSettings>) دعم لـ Serilog.	Serilog.Settings.AppSettings
1.7.2	Microsoft	امتدادات لواجهات برمجة التطبيقات الأمنية المضمنة مع إطار عمل .NET.	Security.Cryptography
2.1.0.0	perpetualKid	NET wrapper. SharpBITS هو غلاف لواجهة برمجة التطبيقات BITS API ويشمل أيضاً تطبيق واجهة مستخدم صغير لنظام Windows لتسهيل الوصول إلى عمليات التحميل عبر BITS.	SharpBITS API
1.1.0.145	مفتوح المصدر	SharpZipLib (ZipLib)، المعروفة سابقاً باسم NzipLib هي مكتبة Zip وGzip وTar وBzip2 مكتوبة بالكامل بلغة C# لمنصة .NET. توفر هذه المكتبة وظائف الضغط (مثل الضغط وفك الضغط وضغط والتدفق وغيرها). نستخدمها في تطبيق تحديث البرامج الثابتة.	SharpZipLib

الإصدار	الشركة المُصنعة	وصف الوظيفة	عصر SOUP
2.3	Superpower ،Datalust Sprache ،Contributors Contributors	مكتبة مرگبة للمحلات اللغوية (Parser Combinator) بلغة #C	Superpower
1.0.113	فريق تطوير SQLite	SQLite هي مكتبة برمجية توفر نظام إدارة قواعد البيانات العالقية. تعني كلمة lite في SQLite خفة الوزن من حيث الإعداد وإدارة قاعدة البيانات والموارد المطلوبة. تتمتع SQLite بالميزات الملحوظة التالية: مستقلة ذاتيًا، بدون خادم، لا تحتاج لتكوين مسبق، وتدعم المعاملات. إنها قاعدة بيانات (SQLite 3.32.1) لتخزين معلومات عن المرضى (في الوضع المستقل)، و موارد كتالوج منتجاتنا والبيانات الوصفية الخاصة بالتركيب والملحقات والأجهزة السمعية.	SQLite.Interop
4.5.1	23rogramma,dotnetframework work	يوفر تجميع الموارد من أي نوع للتطبيقات الحساسة للأداء التي تقوم بتخصيص وإلغاء تخصيص الكائنات بشكل متكرر.	System.Buffers
5.0	Microsoft	يتم استخدامه ضمن المكتبات التابعة لـ Sonova.HardwareAbstraction. Palio.Trafo	System.Collections.Immutable
4.7	23rogramma,dotnetframework work	يوفر سمات تُستخدم لتعريف البيانات الوصفية للكائنات المستخدمة كمصادر بيانات.	System.ComponentModel.Annotations
5.0	Microsoft	يوفر أنواعًا تدعم استخدام ملفات التكوين.	System.Configuration.Configuration Manager
1.0.113.7	فريق تطوير SQLite	يتم استخدامه ضمن المكتبات التابعة لـ Sonova.HardwareAbstraction. Palio.Trafo	System.Data.SQLite.Core
5.0.1	Microsoft	يوفر إمكانية الوصول إلى وظائف الرسومات في GDI+.	System.Drawing.Common
6.8.0	Microsoft	يتضمن أنواعًا توفر دعماً لإنشاء رموز JSON Web وتسلسلها والتحقق من صحتها. تُستخدم بواسطة المكونات التي تتواصل مع خدمات الواجهة الخلفية التي تستخدم رموز JSON Web للمصادقة.	System.IdentityModel.Tokens.Jwt
12.0.10	Tatham Oddie & friends	مجموعة من التجريدات للمساعدة في إمكانية اختبار التفاعلات مع نظام الملفات.	System.IO.Abstractions
4.5	24rogramma,dotnetframework work	يوفر أنواعًا عديدة معززة بالأجهزة، ومناسبة لتطبيقات المعالجة والرسومات عالية الأداء.	System.Numerics.Vectors
4.5.4	24rogramma,dotnetframework work	يوفر أنواعًا لتمثيل وتجميع فعال لأجزاء الذاكرة المُدارة والمكدسة والأصلية وتسلسلاتها، إلى جانب العناصر الأساسية لتحليل النصوص المنسقة وتنسيقها بتشفير UTF-8 المخزنة في تلك الأجزاء.	System.Memory
3.1.1	مؤسسة .NET	الامتدادات التفاعلية (Rx) لـ .NET	System.Reactive.Core
3.1.1	مؤسسة .NET	الامتدادات التفاعلية (Rx) لـ .NET	System.Reactive.Interfaces
3.1.1	مؤسسة .NET	الامتدادات التفاعلية (Rx) لـ .NET	System.Reactive.Linq
3.1.1	مؤسسة .NET	الامتدادات التفاعلية (Rx) لـ .NET	System.Reactive.PlatformServices
3.1.1	مؤسسة .NET	الامتدادات التفاعلية (Rx) لـ .NET	System.Reactive.Windows.Threading
4.7.1	Microsoft	توفر فئة لإنشاء أنواع وكيل بشكل ديناميكي لتنفيذ واجهة محددة والاشتقاق من نوع DispatchProxy محدد. تُوجّه استدعاءات الأساليب على المثلث الوكيل الذي تم إنشاؤه إلى نوع الأساس DispatchProxy.	System.Reflection.DispatchProxy
5.0	Microsoft	توفر هذه الحزمة قارئ وكاتب بيانات وصفية .NET (ECMA-335) منخفض المستوى. إنها مُصممة لتحقيق أداء عالٍ، وتُعدّ الخيار المثالي لبناء مكتبات على مستوى أعلى تهدف إلى توفير نموذج كائن خاص بها، مثل المترجمات.	System.Reflection.Metadata


الإصدار	الشركة المُصنعة	وصف الوظيفة	عصر SOUP
5.0	24rogramma, dotnetframework	يوفر System.Runtime (وقت تشغيل النظام). فئة CompilerServices.Unsafe، التي توفر وظائف عامة ومنخفضة المستوى للتعامل مع المؤشرات.	System.Runtime.CompilerServices.Unsafe
5.0	Microsoft	توفر فئات أساسية تُمكن من إدارة قوائم التحكم في الوصول والتدقيق على الكائنات القابلة للتأمين.	System.Security.AccessControl
5.0	Microsoft	يوفر أنواعًا تدعم أمان الوصول إلى التعليمات البرمجية (CAS).	System.Security.Permissions
5.0	Microsoft	توفر فئات لاسترجاع مستخدم Windows الحالي وللتفاعل مع مستخدمي Windows والمجموعات.	System.Security.Principal.Windows
5.0	Microsoft	يوفر دعمًا للترميزات المستندة إلى صفحات التعليمات البرمجية، بما في ذلك Windows-1252 و Shift-JIS و GB2312.	System.Text.Encoding.CodePages
5.0	24rogramma, dotnetframework	يوفر أنواعًا لترميز السلاسل وتحريرها لاستخدامها في JavaScript ولغة ترميز النص التشعبي (HTML) ومحددات الموارد الموحدة (URL). إنه يعتمد على SOUP IdentityModel	System.Text.Encodings.Web
5.0.1	Microsoft	توفر أنواعًا عالية الأداء ومنخفضة في تخصيص الذاكرة تعمل على تسلسل الكائنات إلى نصوص بتنسيق JSON (JavaScript Object Notation) وإلغاء تسلسل نصوص JSON إلى كائنات، مع دعم مدمج لترميز UTF-8. كما يوفر أنواعًا تُستخدم لقراءة وكتابة نصوص JSON المشفرة بتنسيق UTF-8، ولإنشاء نموذج كائن مستند في الذاكرة (DOM) يُستخدم للقراءة فقط، مما يتيح الوصول العشوائي إلى عناصر JSON ضمن عرض منظم للبيانات.	System.Text.Json
4.5.4	25rogramma, dotnetframework	توفر أنواعًا إضافية تُبسط عملية كتابة التعليمات البرمجية المتزامنة وغير المتزامنة.	System.Threading.Tasks.Extensions
4.5.0	25rogramma, dotnetframework	يوفر البنية System.ValueTuple التي تُنفذ الأنواع الأساسية للمجموعات في لغتي #C و Visual Basic. يضيف دعمًا لمجموعات القيم، نظرًا لأنها متاحة فقط في الإصدارات الأحدث من .NET framework.	System.ValueTuple
0.13.0.0	Apache	يستخدم لتعريف بروتوكول الاتصال remotelink	Thrift
5.8.13	مشروع Unity Container	Unity Container (Unity) هو حاوية حقن تبعيات شاملة وقابلة للتوسع.	Unity
3.0.0.6095	iAnywhere Solutions	برنامج التشغيل WAP BT Dongle (دونجل التركيب)	WAP BT Dongle Driver
4.9.32.0	FM (Frozen Mountain)	يُستخدم لدمج قناة بيانات التركيب	WebSync
2.6.7.0	NiXPS	تحويل ملفات XPS إلى ملفات PDF برمجيًا؛ ويُستخدم في تقارير تطبيق التركيب.	Xps to Pdf render (NiXPS)
7.10.6030.0	Microsoft	مكتبات وقت التشغيل لـ Microsoft Visual C++	MS-VisualC++ 7.1 وقت التشغيل لـ

العنوان	الموقع الإلكتروني
إرشادات الاستخدام (إلكترونية)	https://ifu.advancedbionics.com/
سياسة الخصوصية العامة الخاصة بشركة Advanced Bionics	https://advancedbionics.com/privacy
HIMSA	https://www.himsa.com/
نظام 4 Noah	https://www.himsa.com/products/all-about-noah-system-4/
نسخ البيانات احتياطيًا واستعادتها في قاعدة بيانات Noah الخاصة بك.	https://www.himsa.com/support/noah-4-knowledge-base/the-learning-center-2/backing-up-and-restoring-the-data-in-your-noah-database/
تم الوصول إلى الحد الأقصى لسعة قاعدة بيانات نظام Noah.	https://www.himsa.com/support/noah-4-knowledge-base/the-learning-center-2/noah-system-database-capacity-has-been-reached/
TeamViewer - قائمة المنافذ المستخدمة	https://community.teamviewer.com/English/kb/articles/4139-ports-used-by-teamviewer
BCP 195	https://www.rfc-editor.org/info/bcp195
وثائق أمان خادم LiveSwitch	https://developer.liveswitch.io/liveswitch-server/server/security.html
أفضل الممارسات للتركيب الآمن لأجهزة السمع - ورقة بيضاء من EHIMA	https://www.ehima.com/wp-content/uploads/2021/09/EHIMA-Cybersecurity-FSW-Security-Whitepaper-v1-Sep2021.pdf



 Advanced Bionics LLC
28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States
T: +1.661.362.1400

info.us@advancedbionics.com

 Advanced Bionics GmbH
Feodor-Lynen-Strasse 35
D-30625 Hannover

info.switzerland@advancedbionics.com

لمزيد من المعلومات حول مواقع AB الأخرى، يُرجى زيارة
advancedbionics.com/contact

AB – A Sonova brand

يرجى الاتصال بمندوب AB المحلي للتأكد من موافقات الجهات التنظيمية وتوفير
الأجهزة في منطقتك.

علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة
Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات بواسطة شركة
Sonova AG يتم بموجب ترخيص.