



ADVANCED
BIONICS

Slim HP Standard Magnets
Slim HP 3D Magnets

Aimants standard Slim HP
Aimants 3D Slim HP

Imanes Slim HP estándar
Imanes Slim HP 3D

CI-7524, CI-7525

instructions for use
instructions d'utilisation
instrucciones de uso
English, Français, Español

SYMBOLS TABLE

EN

Labeling symbols and their meanings

	Date of Manufacture
	Country of Manufacture
	Manufacturer
	Model number
	LOT number
	Unique Device Identifier
	Suitable temperature range for transport and storage
	See Instructions for Use
	Fragile
	Suitable relative humidity range for transport and storage
	Caution (refer to "Cautions & Warnings" section for further information)
	MR Unsafe

Limitations and Contraindications

There are no known limitations or contraindications for the Slim HP Magnets.

Precautions, Cautions, and Warnings

- *This device should be used only by the individual for whom it is prescribed.*
- **CHOKING HAZARD:** *Contains small parts that pose a hazard of inhalation, choking, or ingestion. If any parts are swallowed or inhaled, consult a physician or hospital immediately.*
- *Do not leave children unattended with or allow children to play with the Slim HP or Slim HP Magnets.*
- *Do not allow children to place the Slim HP or Slim HP Magnets in the mouth or nose.*
- *The large Slim HP Color Cap is for use by recipients older than 3 years of age, as this color cap and the Slim HP magnet may become displaced upon dropping.*
- *Use the lowest strength magnet required to ensure sufficient magnetic attraction of the headpiece.*
- *If the magnetic attraction of the headpiece is insufficient, the user should contact their cochlear implant professional.*
- *If the headpiece magnet is too strong, pressure sores may develop at the headpiece site. If this*

happens, or if you experience any discomfort, irritation, pressure, or redness in this area, contact your cochlear implant professional.

- *The magnetic field created by the headpiece magnet may alter the programming of magnetic shunts. Users of magnetic shunts should consider off-the-shelf retention methods.*
- *Store spare magnets safely and away from cards that may have a magnetic strip (e.g. credit cards) and from other spare magnets or headpieces.*
- *In the event that you experience any issues with your product, please contact your cochlear implant professional or the manufacturer. Do not attempt to service or modify the Slim HP. Doing so may compromise system performance and will void the manufacturer's warranty. Products should be serviced only at Advanced Bionics and damaged products should be returned to Advanced Bionics.*

Undesirable Side Effects

Undesirable side effects of your Slim HP Magnet may include skin irritation and discomfort from pressure on the ear or head.

Product Description

The Slim HP Magnet is a removable magnet that is available in two different types.

- **Standard Magnets**
 - » **Black in color**
 - » **Compatible with CII, HiRes 90k, HiRes 90k Advantage, and HiRes Ultra implants**
- **3D Magnets**
 - » **Blue in color**
 - » **Compatible with HiRes Ultra 3D implants**
 - » **3D marking on top of magnet with arrow to help orient the magnet in the general upward direction within the headpiece**

Each magnet type is available in seven different strengths to ensure retention between the cochlear implant and the headpiece. The strength is marked on the bottom of the magnet, with 1 being the weakest magnet and 7 being the strongest magnet.



*Top of Slim
HP Standard
Magnet*



*Top of Slim HP
3D Magnet*



*Bottom of Slim
HP Standard
Magnet*



*Bottom of Slim
HP 3D Magnet*

The Slim HP Color Cap snaps in place on top of the headpiece securely covering the magnet well and the microphone. There are two sizes of Slim HP Color Caps: Standard and Large.

- **The Standard Color Cap is for use with the smallest Slim HP Magnets: Standard Magnet sizes 1 through 5 and 3D Magnet sizes 1 through 4.**
- **The Large Color Cap is for use with the largest Slim HP Magnets: Standard Magnet sizes 6 and 7 and 3D Magnet sizes 5, 6, and 7.**

If there is a plus sign following the magnet strength on the bottom of the magnet, the Large Color Cap should be used.



*Slim HP Color
Cap*

The Slim HP Color Cap Removal Tool aids in the removal of the Slim HP Color Cap from the headpiece.

Intended Use

The Slim HP Magnets are intended to be used with the Slim HP, Slim HP Mic, Slim HP AquaMic™ microphone, and Slim HP Standard. The Slim HP Magnets are intended to secure the headpiece to the user's head.

The intended users of the Slim HP magnets are users of the Slim HP products. The intended use environments of the Slim HP magnets are healthcare and daily living environments.

Compatibility

The Slim HP Magnets are compatible with the Slim HP, Slim HP Mic, Slim HP AquaMic, and Slim HP Standard.

Operating Instructions

Magnets

It is important for the headpiece to have the correct magnet strength and orientation to avoid discomfort or retention issues. If deemed appropriate, the headpiece magnet may be adjusted with a stronger or weaker magnet, or different magnet orientation. If needed, off-the-shelf solutions may be used to improve retention.

Magnet Strength

The seven different strengths of the Slim HP Magnets offer different retention strength options.

Adjusting Magnet Strength

Remove the Slim HP Color Cap using the Slim HP Color Cap Removal Tool.



Remove the magnet from the magnet well by pushing the magnet up from the underside of the Slim HP.



Replace the magnet as needed using the minimum magnet strength required to maintain retention. When inserting the magnet, align the triangle on the side of the magnet with a notch in the magnet well of the Slim HP. For Slim HP 3D Magnets, orient the arrow on the magnet in a general upward direction when inserting the magnet.



Press the magnet down so that the underside of the magnet is flush with the underside of the Slim HP.



Attach the Slim HP Color Cap by aligning it over the Slim HP and snapping it into place.



Note for Recipients of HiRes Ultra 3D implants:

- If you experience retention issues, it may be because the arrow on the magnet is not oriented in the recommended direction.
- If the headpiece repels or pushes away when brought over the internal device, rotate the headpiece back and forth as you move the headpiece closer towards the implant. Once attraction is felt, adjust the headpiece to the original orientation and place on head.
- When in a magnetic field or when the headpiece is removed, you may feel the internal components of the magnet vibrate and/or rotate. This movement is expected as the magnets are designed to rotate in the presence of strong magnetic fields. This movement may be noticeable and is not expected to be uncomfortable.

CARE AND MAINTENANCE

Storing the Slim HP Magnets

Store spare magnets safely and away from cards that may have a magnetic strip (e.g. credit cards) and from other spare magnets or headpieces.

Cleaning and Maintenance

Use a soft cloth to clean magnets. Do not use solvents.

Recommended Operating and Storage Temperature, Humidity and Pressure Ranges

CONDITION	MINIMUM	MAXIMUM
Operating Temperature	0°C (32°F)	45°C (113°F)
Storage Temperature	-20°C (-4°F)	55°C (131°F)
Relative Humidity	0%	95%
Pressure	70 kPa	106 kPa

DISPOSAL AND HAZARDOUS MATERIALS:

Dispose of the Slim HP Magnets in accordanceS with applicable national and local regulations. Hazardous materials: not applicable to this product.

**AVAILABLE PRODUCT OPTIONS AND
MODEL NUMBERS:**

PRODUCT OPTION	MODEL NUMBER	PRODUCT OPTION	MODEL NUMBER
Standard Magnet 1	CI-7524-001	3D Magnet 1	CI-7525-001
Standard Magnet 2	CI-7524-002	3D Magnet 2	CI-7525-002
Standard Magnet 3	CI-7524-003	3D Magnet 3	CI-7525-003
Standard Magnet 4	CI-7524-004	3D Magnet 4	CI-7525-004
Standard Magnet 5	CI-7524-005	3D Magnet 5	CI-7525-005
Standard Magnet 6	CI-7524-006	3D Magnet 6	CI-7525-006
Standard Magnet 7	CI-7524-007	3D Magnet 7	CI-7525-007

CLINICAL BENEFITS:

The Slim HPs provide no clinical benefit; these products are intended to be used with the Neptune, Naída™ CI Q, Naída™ CI M, and Sky CI™ M sound processors.

www.advancedbionics.com/clinicalandsafetyperformance/

Users of the Slim HPs in the European Union should report any serious incident to their local competent authority.

TABLEAU DES SYMBOLES

Les symboles utilisés sur l'étiquetage et leurs significations

	Date de fabrication
	Pays de fabrication
	Fabricant
	Numéro de modèle
	Numéro de LOT
	Identifiant unique de l'appareil
	Plage de température adaptée au transport et au stockage
	Consulter les instructions d'utilisation
	Fragile
	Plage d'humidité relative adaptée au transport et au stockage
	Mise en garde (voir la section « Mises en garde et avertissements » pour plus d'informations)
	Incompatibilité RM

Limitations et contre-indications

Il n'y a aucune limitation ou contre-indication pour les aimants Slim HP.

Précautions, mises en garde et avertissements

- *Cet appareil doit être utilisé uniquement par les personnes pour lesquelles il est prescrit.*
- **RISQUE DE SUFFOCATION** : *Ce produit contient des petites pièces qui présentent un risque d'inhalation, de suffocation ou d'ingestion. En cas d'ingestion ou d'inhalation de pièces, consultez un médecin ou allez à l'hôpital immédiatement.*
- *Ne laissez pas les enfants jouer avec, ou utiliser sans surveillance, l'antenne Slim HP ou les aimants Slim HP*
- *Ne laissez pas les enfants mettre l'antenne Slim HP ou les aimants Slim HP dans leur bouche ou leur nez.*
- *Le grand cache Slim HP est conçu pour les utilisateurs âgés de plus de 3 ans, car ce cache et l'aimant Slim HP peuvent se détacher lorsqu'ils tombent.*
- *Utilisez l'aimant d'intensité minimale nécessaire pour assurer une attraction magnétique suffisante de l'antenne.*
- *Si l'attraction magnétique de l'antenne est insuffisante, l'utilisateur doit contacter son professionnel de l'implantation cochléaire.*
- *Si l'aimant de l'antenne est trop puissant, des plaies de pression peuvent se former au point de contact*

avec l'antenne. Si cela se produit, ou si vous éprouvez un inconfort, une irritation, une pression ou une rougeur dans cette région, contactez votre professionnel de l'implant cochléaire.

- Le champ magnétique produit par l'aimant de l'antenne peut modifier la programmation des flux magnétiques. Les utilisateurs de flux magnétiques devraient envisager les méthodes de rétention disponibles en vente libre (sans prescription).*
- Stockez les aimants de rechange en toute sécurité et loin des cartes pouvant contenir une bande magnétique (p. ex., cartes de crédit) et des autres aimants ou antennes de rechange.*
- Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez contacter votre professionnel de l'implant cochléaire ou le fabricant. Ne tentez pas de réparer ou de modifier le Slim HP. Cela pourrait compromettre les performances du système et rendra la garantie du fabricant caduque. Les produits doivent être réparés uniquement par Advanced Bionics et les produits endommagés doivent être retournés à Advanced Bionics.*

Effets indésirables

Les effets indésirables de votre aimant Slim HP peuvent comprendre une irritation de la peau et un inconfort en raison de la pression exercée sur l'oreille ou la tête.

Description du produit

L'aimant Slim HP est un aimant amovible disponible en deux types différents.

- **Aimants standards**

- » **Couleur noire**
- » **Compatibles avec les implants CII, HiRes 90k, HiRes 90k Advantage et HiRes Ultra**

- **Aimants 3D**

- » **Couleur bleue**
- » **Compatibles avec les implants HiRes Ultra 3D**
- » **Le marquage 3D sur l'aimant avec une flèche facilite l'orientation de l'aimant vers le haut lorsque dans l'antenne.**

Chaque type d'aimant est disponible en sept intensités différentes pour assurer la rétention entre l'implant cochléaire et l'antenne. L'intensité est indiquée par un chiffre au bas de l'aimant, le 1 correspondant à l'aimant le plus faible et le 7 correspondant à l'aimant le plus fort.



*Surface
supérieure de
l'aimant standard
Slim HP*



*Surface
supérieure de
l'aimant 3D
Slim HP*



*Surface inférieure
de l'aimant
standard Slim HP*



*Surface
inférieure de
l'aimant 3D
Slim HP*

Le cache Slim HP s'enclenche solidement sur l'antenne pour couvrir le compartiment pour aimant et le microphone. Il y a deux tailles de cache Slim HP : Standard et Grand.

- **Le cache standard est utilisé avec les plus petits aimants Slim HP : Aimants standards de taille 1 à 5 et aimants 3D de taille 1 à 4.**
- **Le grand cache est utilisé avec les plus grands aimants Slim HP : Aimants standards de taille 6 ou 7 et aimants 3D de taille 5, 6 ou 7.**

S'il y a un signe plus (+) après le chiffre indiquant l'intensité au bas de l'aimant, le grand cache doit être utilisé.



Cache Slim HP

L'outil de retrait du cache Slim HP est utilisé pour retirer le cache Slim HP de l'antenne.

Utilisation prévue

Les aimants Slim HP sont conçus pour être utilisés avec l'antenne Slim HP, l'antenne Slim HP Mic, l'antenne Slim HP AquaMic™ et l'antenne Slim HP Standard. Les aimants Slim HP sont conçus pour maintenir l'antenne sur la tête de l'utilisateur.

Les aimants Slim HP sont destinés aux utilisateurs des produits Slim HP. Les environnements appropriés pour l'utilisation prévue des aimants Slim HP sont les établissements de soin de santé et les environnements d'activités quotidiennes.

Compatibilité

Les aimants Slim HP sont compatibles avec l'antenne Slim HP, l'antenne Slim HP Mic, l'antenne Slim HP AquaMic et l'antenne Slim HP Standard.

Instructions de fonctionnement

Les aimants

Il est important d'avoir un aimant d'intensité appropriée et orienté correctement pour l'antenne, afin d'éviter tout inconfort ou problème de rétention. Si cela s'avère approprié, l'aimant de l'antenne peut être ajusté en remplaçant avec un aimant plus fort ou plus faible, ou une orientation différente de l'aimant. Si nécessaire, des solutions disponibles en vente libre (sans prescription) peuvent être utilisées pour améliorer la rétention.

L'intensité de l'aimant

Les sept intensités différentes des aimants Slim HP offrent différentes options de force de rétention.

Réglage de l'intensité de l'aimant

Retirez le cache Slim HP à l'aide de l'outil de retrait du cache Slim HP.



Retirez l'aimant du compartiment pour aimant en poussant sur l'aimant à partir de la surface inférieure de l'antenne Slim HP.



Remplacez l'aimant, si nécessaire, en utilisant un aimant d'intensité minimale pour assurer la rétention. Lors de l'insertion de l'aimant, alignez le triangle situé sur le bord de l'aimant avec une encoche située dans le compartiment pour aimant de l'antenne Slim HP. Pour les aimants 3D Slim HP, orientez la flèche située sur l'aimant vers le haut lors de l'insertion de l'aimant.



Enfoncez l'aimant jusqu'à ce que la surface inférieure de l'aimant soit au même niveau que celle de l'antenne Slim HP.



Fixez le cache Slim HP en l'alignant sur l'antenne Slim HP, et enclenchez-le en place.



Remarque pour les utilisateurs des implants HiRes Ultra 3D :

- Si vous rencontrez des problèmes de rétention, vérifiez que la flèche sur l'aimant est orientée dans la direction recommandée.
- Si l'antenne s'éloigne ou repousse lorsqu'elle est positionnée au-dessus du dispositif interne, faites pivoter l'antenne vers l'avant et l'arrière lorsque vous déplacez l'antenne vers l'implant. Lorsque vous ressentirez une attraction, retournez l'antenne dans l'orientation d'origine et placez-la sur la tête.
- Lorsque vous êtes dans un champ magnétique, ou lorsque l'antenne est retirée, vous pourriez sentir les composants internes de l'aimant vibrer et/ou pivoter. Ce mouvement est prévu étant

donné que les aimants sont conçus pour pivoter en présence d'un champ magnétique d'intensité élevée. Ce mouvement peut être perceptible et ne devrait pas être inconfortable.

SOINS ET ENTRETIEN

Stockage des aimants Slim HP

Stockez les aimants de rechange en toute sécurité et loin des cartes pouvant contenir une bande magnétique (p. ex., cartes de crédit) et des autres aimants ou antennes de rechange.

Nettoyage et entretien

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les aimants. N'utilisez pas des solvants.

Plages recommandées pour la température de fonctionnement, la température de stockage, le taux d'humidité et la pression

CONDITION	MINIMUM	MAXIMUM
Température de fonctionnement	0 °C (32 °F)	45 °C (113 °F)
Température de stockage	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)

CONDITION	MINIMUM	MAXIMUM
Humidité relative	0 %	95 %
Pression	70 kPa	106 kPa

ÉLIMINATION ET MATIÈRES DANGEREUSES :

Éliminez les aimants Slim HP conformément aux réglementations nationales et locales applicables.
Matières dangereuses : ne s'applique pas à ce produit.

OPTIONS DE PRODUITS DISPONIBLES ET NUMÉROS DE MODÈLE :

OPTION DE PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE	OPTION DE PRODUIT	NUMÉRO DE MODÈLE
Aimant standard 1	CI-7524-001	Aimant 3D 1	CI-7525-001
Aimant standard 2	CI-7524-002	Aimant 3D 2	CI-7525-002
Aimant standard 3	CI-7524-003	Aimant 3D 3	CI-7525-003
Aimant standard 4	CI-7524-004	Aimant 3D 4	CI-7525-004
Aimant standard 5	CI-7524-005	Aimant 3D 5	CI-7525-005
Aimant standard 6	CI-7524-006	Aimant 3D 6	CI-7525-006
Aimant standard 7	CI-7524-007	Aimant 3D 7	CI-7525-007

AVANTAGES CLINIQUES :

Les antennes Slim HP ne procurent aucun avantage clinique. Ces produits sont conçus pour être utilisés avec les processeurs de sons Neptune, Naída™ CI Q, Naída™ CI M et Sky CI™ M.

***[www.advancedbionics.com/
clinicalandsafetyperformance/](http://www.advancedbionics.com/clinicalandsafetyperformance/)***

Les utilisateurs des antennes Slim HP dans l'Union européenne doivent signaler tout incident grave à leur autorité compétente locale.

TABLA DE SÍMBOLOS

Símbolos de etiquetado y sus significados

	Fecha de fabricación
	País de fabricación
	Fabricante
	Número de modelo
	Número de lote
	Identificador único de dispositivo
	Rango de temperatura adecuado para transporte y almacenamiento
	Consulte las Instrucciones de uso
	Frágil
	Rango de humedad relativa adecuado para transporte y almacenamiento
	Precaución (consulte la sección "Precauciones y advertencias" para obtener más información)
	No es seguro para RM

Limitaciones y contraindicaciones

No se conocen limitaciones ni contraindicaciones para los imanes Slim HP.

Precauciones, avisos y advertencias

- *El uso de este dispositivo debe limitarse exclusivamente a la persona a la que se le indicó.*
- *RIESGO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de inhalación, asfixia o ingestión. En caso de tragar o inhalar una pieza, consulte inmediatamente a un médico o acuda al hospital.*
- *No permita que los niños jueguen con el Slim HP o los imanes Slim HP, ni los deje con estos artículos sin supervisión.*
- *No permita que los niños se introduzcan en la boca o en la nariz el Slim HP ni los imanes Slim HP.*
- *La carcasa de color Slim HP grande está indicada solo para usuarios de más de 3 años de edad, ya que esta carcasa de color y el imán Slim HP pueden desplazarse tras una caída.*
- *Use el imán con intensidad más baja requerida para garantizar una atracción magnética suficiente de la antena receptora.*
- *El usuario debe ponerse en contacto con su profesional especializado en implantes cocleares si la atracción magnética de la antena receptora no es suficiente.*

- *Si la intensidad del imán de la antena receptora es muy fuerte, pueden formarse llagas por presión en el lugar donde está la antena receptora. Si esto sucede, o si experimenta incomodidad, irritación, presión o enrojecimiento en esta zona, póngase en contacto con su profesional especializado en implantes cocleares.*
- *El campo magnético que genera el imán de la antena receptora puede alterar la programación de las derivaciones magnéticas. Quienes usan derivaciones magnéticas deberían tomar en consideración métodos de retención disponibles para la venta.*
- *Almacene los imanes de repuesto en un lugar seguro y lejos de tarjetas con banda magnética (como las tarjetas de crédito) y de otros imanes o antenas receptoras de repuesto.*
- *En caso de experimentar cualquier problema con el producto, póngase en contacto con su profesional especializado en implantes cocleares o con el fabricante. No intente realizar tareas de mantenimiento ni modificar el Slim HP. Al hacerlo, puede poner en riesgo el funcionamiento del sistema y dejar sin validez la garantía del fabricante. Las tareas de mantenimiento de los productos deben realizarse solamente en Advanced Bionics y los productos dañados deben devolverse a Advanced Bionics.*

Efectos secundarios no deseados

Los efectos secundarios indeseables del imán Slim HP pueden incluir irritación cutánea e incomodidad a causa de la presión en la oreja o la cabeza.

Descripción del producto

El imán Slim HP es un imán extraíble disponible en dos presentaciones.

- **Imanes estándar**
 - » De color negro
 - » Compatibles con los implantes CII, HiRes 90k, HiRes 90k Advantage y HiRes Ultra
- **Imanes 3D**
 - » De color azul
 - » Compatibles con los implantes HiRes Ultra 3D
 - » La marca 3D con una flecha en la parte superior del imán permite orientar el imán en la dirección ascendente general dentro de la antena receptora

Cada tipo de imán está disponible en siete intensidades diferentes para garantizar la retención entre el implante coclear y la antena receptora. La intensidad está marcada en la parte inferior del imán, donde 1 es para el imán de menor intensidad débil y 7 para el de mayor intensidad.



*Cara superior
del imán Slim HP
estándar*



*Cara inferior del
imán Slim HP
estándar*



*Cara superior
del imán
Slim HP 3D*



*Cara inferior
del imán
Slim HP 3D*

La carcasa de color Slim HP encaja en su lugar en la parte superior de la antena receptora y cubre de manera segura la cavidad del imán y el micrófono. Las carcasas de color Slim HP están disponibles en dos tamaños: estándar y grande.

- **La carcasa de color estándar se usa con los imanes Slim HP más pequeños: imanes estándar de tamaños 1 a 5 e imanes 3D de tamaños 1 a 4.**
- **La carcasa de color grande se usa con los imanes Slim HP más grandes: imanes estándar de tamaños 6 y 7 e imanes 3D de tamaños 5, 6 y 7.**

Si existe un signo de más después de la intensidad del imán en la parte inferior, deberá usarse la carcasa de color grande.



*Carcas de
color Slim HP*

La herramienta de extracción de carcasas de color Slim HP sirve para retirar la carcasa de color Slim HP de la antena receptora.

Uso previsto

Los imanes Slim HP están diseñados para usarse con el Slim HP, el Slim HP Mic, el micrófono Slim HP AquaMic™ y el Slim HP estándar. Los imanes Slim HP están diseñados para asegurar la antena receptora en la cabeza del usuario.

Los usuarios previstos de los imanes Slim HP son los usuarios de los productos Slim HP. Los entornos de uso previstos de los imanes Slim HP son el entorno sanitario y el de la vida cotidiana.

Compatibilidad

Los imanes Slim HP son compatibles con el Slim HP, el Slim HP Mic, el Slim HP AquaMic™ y el Slim HP estándar.

Instrucciones de funcionamiento

Imanes

Es importante que la intensidad y la orientación del imán de la antena receptora sean las correctas para no experimentar incomodidad o problemas de retención. Si se considera necesario, el imán de la antena receptora puede ajustarse con uno de mayor o menor intensidad, o puede cambiarse la orientación del imán. De ser necesario, podrían usarse soluciones disponibles en el mercado para mejorar la retención.

Intensidad magnética

Los imanes Slim HP se ofrecen en siete intensidades diferentes para proporcionar distintas opciones de intensidad de retención.

Ajuste de la intensidad magnética

Retire la carcasa de color Slim HP con la herramienta de extracción de carcasas de color Slim HP.



Para retirar el imán de la cavidad, empujelo hacia arriba desde la superficie inferior del Slim HP.



Cambie el imán según sea necesario con uno que tenga la intensidad magnética mínima requerida para mantener la retención. Cuando introduzca el imán, alinee el triángulo en la cara lateral del imán con la muesca en la cavidad del imán del Slim HP. Para los imanes Slim HP 3D, oriente la flecha del imán en una dirección ascendente general cuando introduzca el imán.



Presione el imán hacia abajo hasta que la superficie inferior del imán quede a ras con la superficie inferior del Slim HP.



Para acoplar la carcasa de color Slim HP, alinéela sobre el Slim HP y encájela en su lugar.



Nora para los usuarios de implantes HiRes Ultra 3D:

- Si tiene problemas con la retención, es posible que se deba a que la flecha no está orientada en la dirección recomendada.
- Si al acercar la antena receptora sobre el dispositivo interno se experimenta repulsión, rótele hacia atrás y hacia delante a la vez que la acerca al implante. Cuando sienta la atracción, ajuste la antena receptora en la orientación original y colóquela en la cabeza.
- Cuando se está en un campo magnético o cuando se retira la antena receptora, puede sentir que los componentes internos del imán vibran o rotan. Este movimiento es previsible ya que los imanes están diseñados para rotar en presencia de campos magnéticos intensos. Este movimiento se puede percibir y no debería causar incomodidad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento de los imanes Slim HP

Almacene los imanes de repuesto en un lugar seguro y lejos de tarjetas con banda magnética (como las tarjetas de crédito) y de otros imanes o antenas receptoras de repuesto.

Limpieza y mantenimiento

Use un paño suave para limpiar los imanes. No utilice disolventes.

Rangos recomendados de temperatura, humedad y presión de funcionamiento y almacenamiento

CONDICIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO
Temperatura de funcionamiento	0 °C (32 °F)	45 °C (113 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Humedad relativa	0 %	95 %
Presión	70 kPa	106 kPa

ELIMINACIÓN Y MATERIALES PELIGROSOS:

Deseche los imanes Slim HP de acuerdo con las normativas nacionales y locales aplicables. Materiales peligrosos: no aplicable a este producto.

PRODUCTOS OPCIONALES DISPONIBLES Y NÚMEROS DE MODELO:

PRODUCTO OPCIONAL	NÚMERO DE MODELO	PRODUCTO OPCIONAL	NÚMERO DE MODELO
Imán estándar 1	CI-7524-001	Imán 3D 1	CI-7525-001
Imán estándar 2	CI-7524-002	Imán 3D 2	CI-7525-002

PRODUCTO OPCIONAL	NÚMERO DE MODELO	PRODUCTO OPCIONAL	NÚMERO DE MODELO
Imán estándar 3	CI-7524-003	Imán 3D 3	CI-7525-003
Imán estándar 4	CI-7524-004	Imán 3D 4	CI-7525-004
Imán estándar 5	CI-7524-005	Imán 3D 5	CI-7525-005
Imán estándar 6	CI-7524-006	Imán 3D 6	CI-7525-006
Imán estándar 7	CI-7524-007	Imán 3D 7	CI-7525-007

VENTAJAS CLÍNICAS:

Los Slim HP no ofrecen ventajas clínicas; estos productos están diseñados para usarse con los procesadores de sonido Neptune, Naída™ CI Q, Naída™ CI M y Sky CI™ M.

***[www.advancedbionics.com/
clinicalandsafetyperformance/](http://www.advancedbionics.com/clinicalandsafetyperformance/)***

Los usuarios de los Slim HP que se encuentran en la Unión Europea deben informar cualquier incidente grave a las autoridades locales competentes.



Advanced Bionics LLC
28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, USA
+1 661-362-1400

AdvancedBionics.com



029-Q808-A2

029-Q808-A2 C 2025-06-05

©2025 Advanced Bionics LLC. All Rights Reserved /
Tous droits réservés / Reservados todos los derechos