


LADEN SIE NOCH HEUTE DIE  
AB REMOTE APP **KOSTENLOS**  
VOM IPHONE APP STORE ODER  
VON GOOGLE PLAY HERUNTER!



 **ADVANCED BIONICS LLC**  
28515 Westinghouse Place  
Valencia, CA 91355, United States  
T: +1.877.829.0026  
T: +1.661.362.1400  
F: +1.661.362.1500  
[info.us@advancedbionics.com](mailto:info.us@advancedbionics.com)

**EC REP** **ADVANCED BIONICS GMBH**  
Feodor-Lynen-Strasse 35  
30625 Hannover, Germany  
T: +49 711 51070-577  
[info.de@advancedbionics.com](mailto:info.de@advancedbionics.com)

Informationen über weitere AB-Standorte  
finden Sie auf [advancedbionics.com/contact](https://www.advancedbionics.com/contact)

AB - A Sonova brand


## ÜBERPRÜFUNG VON MIKROFONSTATUS, VERBINDUNGEN UND GERÄTEKOMPONENTEN

Verbindungsstatus  
des Überträgers

Mikrofonprüfung

T-Mic™ Mikrofonstatus

Überprüfung von rechtem  
und linkem Gerät



## AB Remote App

UNAUFFÄLLIGE BETEDIENUNG  
UND ÜBERPRÜFUNG  
IHRES CI PER SMARTPHONE



INTUITIVE STEUERUNG VON LAUTSTÄRKE, HÖRPROGRAMMEN UND ANDEREN EINSTELLUNGEN


Informationen und Hilfe

Akku-Ladestatus

Einstellungen

Programmauswahl

Lautstärkeregler



Für Naída™ CI M Soundprozessor, Sky CI™ M Soundprozessor, Phonak Naída™ Link M Hörgerät und Phonak Sky™ Link M Hörgerät



Universelle Kompatibilität mit jedem Bluetooth®-fähigen Smartphone\*



Einfacher Kopplungsprozess

INKLUSIVE WEITERER TOLLER FUNKTIONEN

Individuelle Programmbezeichnung

Anzeige von Tragestatistiken

Zugriff auf die Gebrauchsanweisung

Anpassung der Streaming-Auslastung

Um mehr über die AB Remote App zu erfahren, besuchen Sie: [advancedbionics.com/ABremote](https://advancedbionics.com/ABremote)

\*iPhone 5s und neuer (iOS 11 oder neuer), Google Mobile Services (GMS)-zertifizierte Android-Geräte mit Android 6.0 oder neuer

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG ist lizenziert.