


So finden Sie Ihre Prozessorseriennummer

Suchen Sie die Seriennummer Ihres Naída CI Soundprozessors? Wir zeigen Ihnen hier, wo Sie diese ganz einfach ablesen können.

- 1 Ihr Naída CI besteht aus zwei Komponenten - der Prozessoreinheit (hier Schwarz) und dem Akku/Batteriefach (hier Weiß)



- 2 Durch leichten Fingerdruck schieben Sie den Akku nach hinten von der Prozessoreinheit.



- 3 Auf der Unterseite der Prozessoreinheit wird nun die Produktnummer und die Seriennummer sichtbar.

Die Produktnummer ist hier CI-5245
(für Naída CI Q70).

**Darunter befindet sich die meist
7-stellige Seriennummer.**

