

RESTA CONNESSO AI
MOMENTI BELLI DELLA VITA



NAÍDA CI M



ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS



LE CONNESSIONI FORTI COMINCIANO QUI

La vita è piena di momenti incredibili. Momenti che ispirano, entusiasmano e collegano agli altri, perciò vuoi goderti attivamente tutti i momenti della vita. Da più di 25 anni **Advanced Bionics** è leader nell'innovazione degli impianti cocleari. Ora, in collaborazione con **Phonak**, leader mondiale nell'assistenza all'udito, presentiamo il nostro impianto cocleare più avanzato di sempre: **il processore sonoro Naída™ CI M.**

Sfruttando la potenza della **Piattaforma Marvel** di Phonak, Naída CI M ti offre una soluzione uditiva personalizzabile e concepita appositamente per le tue esigenze uniche, al lavoro, nel tempo libero o in viaggio.

Con Naída CI M ti diamo il benvenuto in un mondo di connessioni potenti, oggi e in futuro.

NAÍDA CI M



IL PROCESSORE SONORO NAÍDA CI M PROGETTATO PENSANDO A TE

Naída CI M fa parte di un sistema di impianti cocleari innovativi e avanzati che fornisce un'esperienza d'ascolto brillante. Ciò significa suono potente e udito eccellente in qualunque ambiente, insieme a flessibilità e durata, per affrontare a viso aperto tutte le avventure della vita.

Naída CI M offre una vasta gamma di funzioni concepite per migliorare l'udito in tutte le situazioni d'ascolto tramite il sistema operativo AutoSense OS™ 3.0 e lo streaming diretto da numerosi dispositivi. In piena tranquillità: ogni aspetto del sistema è progettato per funzionare senza problemi, offrendoti la massima facilità d'uso.

Microfoni


Una serie di microfoni sull'antenna e sul processore cattura i suoni e li invia al processore sonoro.

Processore sonoro

Posizionato sull'orecchio, il processore sonoro analizza i suoni e li invia all'impianto tramite l'antenna.

Antenna

L'antenna è collegata magneticamente all'impianto cocleare interno ed è totalmente rimovibile.



Impianto

Internamente, l'impianto cocleare HiRes™ Ultra 3D e l'array di elettrodi ricevono il segnale elaborato e stimolano il nervo cocleare. Questi segnali viaggiano fino al cervello, dove vengono interpretati come suoni. L'impianto è compatibile con la risonanza magnetica, il che significa che, se mai dovessi sottoporsi ad essa, non sarà necessario rimuovere l'impianto.

Accessori

Per ambienti unici come piscine, ristoranti rumorosi o riunioni, c'è una gamma di accessori progettati per aiutarti a sentire al meglio ed essere al centro della conversazione.



PROGETTATO PER LA VITA. PEROGETTATO PER TE.

Con il lavoro, la famiglia, lo sport e un'intensa vita sociale, spesso le tue giornate si riempiono velocemente. Molte delle cose che più ami fare comportano situazioni d'ascolto impegnative. E indipendentemente da dove ti trovi o da cosa stai facendo, vuoi sentire sempre al meglio.

Naída CI M è progettato intorno a te e al tuo stile di vita attivo. Il suo insieme vario di funzioni ti dà la tranquillità di sapere che in ogni situazione avrai l'esperienza di ascolto facile e potente che desideri. Quindi riempi pure la tua agenda. Coltiva le tue passioni. E consenti a Naída CI M di aiutarti a vivere la vita al massimo.

Attività fisica

Sia che tu faccia attività fisica in piscina o al parco, le nostre funzioni impermeabili ti garantiscono di sentire al meglio senza doverti preoccupare che l'umidità o il sudore danneggino i tuoi dispositivi. Perciò puoi ascoltare la tua playlist preferita mentre fai i tuoi esercizi mattutini.



In movimento

In viaggio con i mezzi pubblici, in auto o in aereo? Le funzioni avanzate della nostra elaborazione sonora mantengono i fastidiosi rumori di fondo a un livello confortevole, così puoi partecipare alle conversazioni mentre sei in viaggio.



Rimanere connessi

Rimanere connessi con amici e parenti oggi comporta l'esecuzione di tonnellate di chiamate vocali e/o videochiamate. Indipendentemente dal telefono che usi, la nostra connettività Bluetooth® incorporata ti consente di fare chiamate a mani libere ed eseguire lo streaming della conversazione direttamente alle orecchie.

Al lavoro o in contesti di vita sociale

Riunioni di gruppo o videoconferenze al lavoro e incontri sociali pieni di gente possono costituire ambienti d'ascolto difficili. La funzione RogerDirect™ fa sì che non sia necessario avere altri dispositivi attaccati al processore sonoro. Puoi usare il tuo trasmettitore Roger preferito per restare al centro della conversazione.



Una serata in città

La tecnologia avanzata del microfono direzionale di Naída CI M abbinata al microfono M T-Mic™ ti consente di sentire le conversazioni con le persone situate di fronte a te sopprimendo il fastidioso rumore di fondo proveniente dai lati e da dietro.

Rilassarsi a casa

Quando sei pronto a passare una serata rilassante guardando il tuo programma TV preferito, la compatibilità di Naída CI M con la tecnologia AirStream ti offre la possibilità di trasmettere l'audio della TV alle tue orecchie al tuo volume preferito, senza disturbare le persone che guardano la TV insieme a te.






RESTA CONNESSO AI MOMENTI BELLI DELLA VITA

Il suono ci collega gli uni agli altri. Ci aiuta a immergerci nel nostro mondo e ci consente di costruire rapporti solidi con le persone che amiamo. Le nostre connessioni ci ispirano, ci animano.

Vivi questi momenti con Naída CI M, un processore sonoro avanzato e facile da usare, che comprende gli ultimi progressi tecnologici di Phonak: la piattaforma Marvel. Progettato per il tuo modo di vivere, qualunque sia: così l'udito è facile ed esclusivamente tuo.

Naída CI M è concepito per i momenti più importanti. Offre:

-  **UN'ESPERIENZA DI ASCOLTO POTENTE**
-  **COMFORT E PRATICITÀ SENZA SFORZI**
-  **FACILITÀ D'USO DEFINITIVA**



UN'ESPERIENZA DI ASCOLTO POTENTE

Immersi nei suoni di una giornata al mare. Rivedersi con amici e parenti a una cena piena di allegria. Godersi un momento di relax a leggere un libro con il proprio bimbo o il proprio nipotino. Questi sono i momenti per cui viviamo; questi sono i momenti che ci tengono collegati al nostro mondo.

Per sfruttare al massimo gli incredibili momenti della vita, vuoi l'esperienza di ascolto migliore possibile, tutto il giorno, tutti i giorni: a casa, al lavoro, con amici o parenti o mentre svolgi le tue attività preferite. Naída CI M ti offre un'esperienza di ascolto potente con una qualità sonora eccellente in varie situazioni e con soluzioni di connettività incorporate.

Progettato per tutte le tue esigenze di ascolto.

L'acustica e i suoni di un ufficio sono molto diversi da quelli di una passeggiata nel parco o di una cena al ristorante. Per ottenere il massimo in ogni ambiente ti serve una soluzione uditiva creata per offrire un suono chiaro e ricco di sfumature in qualsiasi situazione d'ascolto.

AutoSense OS 3.0 ti offre un'esperienza di ascolto potente, fornendoti l'accesso automatico a una vasta gamma di funzioni che personalizzano il suono in base al tuo ambiente. Ciò significa che sentirai al meglio in ogni momento, ogni giorno, ovunque ti porti la vita.



L'integrazione con Phonak Marvel offre una performance potente.

Phonak Marvel è la piattaforma tecnologica rivoluzionaria della società leader in tecnologie acustiche. In Naída CI M Gli entusiasmanti benefici di Marvel e l'affidabilità dell'elaborazione sonora di Advanced Bionics si integrano nel Naída CI M, offrendo qualità sonora e performance eccellenti come mai prima d'ora.

Connettività incorporata significa vivere il momento.

Le connessioni hanno un ruolo importante nella nostra vita. Cerchiamo sempre modi per rimanere connessi: con la famiglia e gli amici, con la nostra musica e i nostri programmi preferiti e con i suoni intorno a noi.

Rispetto alle altre piattaforme di impianti cocleari, Naída CI M offre la possibilità di eseguire lo streaming diretto di telefonate e audio da praticamente tutti gli smartphone e i dispositivi Bluetooth. La nostra tecnologia Phonak RogerDirect migliora la tua performance uditiva nelle situazioni d'ascolto difficili, senza dispositivi extra da collegare al processore sonoro. Ciò significa che puoi essere al centro della conversazione in contesti sociali rumorosi o alle riunioni di lavoro e collegarti direttamente ai tuoi contenuti di intrattenimento preferiti a casa o mentre sei in movimento.



Tecnologia Roger™

Usa Roger nelle situazioni d'ascolto difficili come ristoranti pieni di gente o videoconferenze per migliorare la tua performance uditiva.



COMFORT E PRATICITÀ SENZA SFORZI

Per tutte le tue avventure, dovresti avere una soluzione uditiva che si inserisca nella tua vita in modo ottimale, consentendoti di coltivare le tue passioni e di vivere appieno la vita.

Il nostro processore sonoro e la nostra antenna sono concepiti per un fitting confortevole, sicuro e discreto. Perché l'ultima cosa a cui dovresti pensare quando ti prepari per fare le vasche in piscina o quando ti allacci le scarpe per una passeggiata, è il comfort e la sicurezza del tuo dispositivo. Con Naída CI M puoi pensare a ciò che è veramente importante: goderti le attività che ti piacciono.

Un fitting sicuro e confortevole

Indosserai il tuo dispositivo quasi tutto il giorno. Quindi ti servono un processore sonoro e un'antenna confortevoli, discreti e che non interferiscano con le tue attività preferite. In questo modo potrai goderti l'udito senza preoccuparti del dispositivo.



Design sagomato

Il design esclusivo della batteria nella parte inferiore del processore segue la curva del contorno dell'orecchio, mantenendo il dispositivo stabile e opportunamente nascosto.



Antenna sottile

Naída CI M è dotato di una nuovissima antenna sottile che offre comfort e praticità. Con un basso profilo, è posizionata in modo da non essere d'intralcio, così puoi mantenere uno stile di vita attivo.

Vai avanti, tuffati!

Molte delle nostre attività preferite si svolgono in ambienti attivi: nuoto, giardinaggio, sport e lezioni di ginnastica. La nostra **batteria impermeabile** ti offre lo stesso udito eccezionale mentre svolgi anche le attività più movimentate, fornendo sempre una portabilità sicura e senza preoccupazioni. E le antenne **AquaMic™** di AB integrano gli unici microfoni per processori sonori impermeabili al mondo. Questo ti consente di fare allenamenti intensi o di goderti una festa in piscina restando coinvolto nella conversazione in ogni ambiente.



FACILITÀ D'USO DEFINITIVA

Dovresti essere in grado di svegliarti, indossare il tuo processore sonoro e affrontare la giornata sapendo che sentirai al meglio senza dover fare regolazioni al processore. Per soddisfare le tue esigenze, Naída CI M è un processore sofisticato e tecnologicamente avanzato dall'uso intuitivo.

AutoSense OS 3.0 è concepito per gestire le regolazioni quando ci si muove da un ambiente d'ascolto all'altro, mentre la app AB Remote ti consente di verificare che il volume, il programma e altro siano proprio come vuoi tu.

Rileva automaticamente e si adatta a ogni situazione.


La tua agenda giornaliera può essere piena di impegni. E l'ultima cosa che vuoi è preoccuparti di regolare il processore quando passi da una riunione di lavoro a un incontro sociale o quando vai ad allenarti.

Per ottenere il massimo da ogni situazione, **AutoSense OS 3.0** utilizza l'intelligenza artificiale per rilevare il suono e l'ambiente in cui ti trovi ed eseguire istantaneamente le regolazioni appropriate. È concepito per offrire la migliore performance nel rumore e anche per eliminare la necessità di regolazioni manuali, consentendoti di vivere tutta la giornata senza doverti preoccupare del processore sonoro.

Connettività wireless totalmente integrata.


La vita di oggi dipende dalle connessioni, che stanno diventando sempre più importanti con i progressi della tecnologia. Con Naída CI M puoi usufruire della connettività wireless a tutti i tuoi dispositivi preferiti in modo semplice e senza sforzi.

Una volta collegato, puoi usufruire di un ascolto eccellente sul posto di lavoro, di un suono migliore dei tuoi programmi e della tua musica preferita e di connessioni dirette con parenti e amici al telefono o in videochat. L'integrazione degli accessori Bluetooth e Phonak Roger significa che utilizzare queste connessioni è facile e intuitivo.



Aumento dell'adozione dello smartphone*

Il 77% degli adulti di età superiore ai 50 anni usa lo smartphone per rimanere collegato.



Lo streaming di contenuti su tablet è sempre più diffuso*

Il 70% degli adulti di età superiore ai 50 anni trasmette in streaming video e/o programmazioni su tablet.

App Remote AB: per un controllo migliore.

Essere in grado di controllare facilmente il processore sonoro significa avere sempre il suono migliore possibile. Con la nostra **app AB Remote** potrai farlo in modo facile e discreto, essendo in grado di gestire tutti i tuoi dispositivi acustici su un solo smartphone.



*AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Ripreso da <https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html>

CONFIGURAZIONI PERSONALIZZABILI PER SODDISFARE OGNI TUA ESIGENZA.

Noi di Advanced Bionics lavoriamo ogni giorno per garantirti il soddisfacimento di ogni tua specifica esigenza di ascolto. Insieme a Phonak, facciamo parte della più grande e innovativa società dedicata alla fornitura di soluzioni a pazienti con ogni tipo e grado di ipoacusia.

Se usi un impianto cocleare e un apparecchio acustico, puoi avere un processore **Naída CI M** su un orecchio e un apparecchio acustico **Phonak Naída™ Link M** sull'altro orecchio. Questo approccio personalizzato è concepito per garantire che i due dispositivi elaborino i suoni nello stesso modo. Insieme forniscono esperienze di ascolto coerenti ed comprensione del parlato eccellente, cosa che non avviene quando si ha un apparecchio acustico e un impianto cocleare non concepiti per lavorare insieme.

Per una soluzione uditiva che risponda alle tue specifiche esigenze, prendi la decisione giusta. Scegli la potenza di Advanced Bionics e Phonak.



La soluzione per entrambe le orecchie, progettata per lavorare all'unisono

Per le persone con udito residuo in un orecchio, indossare l'apparecchio acustico giusto è utile per sentire meglio rispetto al solo uso dell'impianto cocleare. Indossare un Naída Link M insieme a un Naída CI M offre la sensazione di un suono coerente per entrambe le orecchie e ti consente di regolare entrambi i dispositivi con un solo dispositivo di controllo.



UN COMPAGNO DI VIAGGIO PER UN UDITO MIGLIORE

Advanced Bionics sa che si tratta di un viaggio lungo tutta la vita: un viaggio in cui ti accompagneremo ad ogni tappa del cammino. Ecco perché scegliendo AB e Phonak avrai un compagno di viaggio che non smetterà mai di cercare nuovi modi per garantirti una vita piena di suoni.

Quando cominci a pensare a un impianto cocleare, il nostro portale di riabilitazione online, **HearingSuccess**, può aiutarti a individuare le tue esigenze di ascolto, fissare obiettivi e ottenere supporto. Una volta attivato l'impianto, puoi continuare a ottimizzare i tuoi progressi con gli strumenti disponibili sul portale. Tieniti aggiornato sugli ultimi sviluppi tecnologici utilizzando strumenti e risorse potenti che possono assisterti durante la riabilitazione.

Risorsa di riabilitazione SoundSuccess

Comunicare con sicurezza richiede pratica. **La risorsa di riabilitazione SoundSuccess™** è un programma interattivo online per praticare l'ascolto del linguaggio e delle conversazioni di ogni giorno nella comodità della propria casa. È stata creata per migliorare:

- la sicurezza nell'uso della tecnologia acustica
- la facilità di comprensione di parlanti diversi
- la facilità di ascolto in ambienti diversi

Visita il nostro sito [HearingSuccess.com](https://www.hearingsuccess.com) per accedere a *SoundSuccess* e scoprire altre risorse che potranno aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di ascolto.

Visita [AdvancedBionics.com/blog](https://www.advancedbionics.com/blog) per leggere storie scritte da portatori di impianti cocleari nel loro viaggio verso l'udito e articoli utili sull'ipoacusia e sulla tecnologia degli impianti cocleari.



MIGLIORARE L'UDITO CONNETTERSI ALLA VITA

Noi di Advanced Bionics crediamo che tutti abbiano il diritto di vivere senza le limitazioni dell'ipoacusia. Ecco perché siamo lieti di offrire Naída CI M, il processore sonoro per impianti cocleari più flessibile, innovativo e incentrato sul paziente disponibile oggi sul mercato.

Naída CI M abbina le migliori tecnologie e i migliori servizi di Advanced Bionics e di Phonak per soddisfare le tue specifiche esigenze e migliorare il tuo udito sempre di più.

Perché quando senti al meglio, riesci a collegarti appieno al mondo dei suoni intorno a te. È semplice, ma ti cambia la vita.

In tutto il mondo decine di migliaia di bambini hanno già tratto beneficio dai nostri impianti cocleari.

Visita il nostro sito [AdvancedBionics.com](https://www.advancedbionics.com) e comincia subito il tuo viaggio verso un udito migliore.



ADVANCED BIONICS

Sin dall'inizio AB si è basata sul principio dell'innovazione per un udito migliore. Il nostro impegno di mettere i pazienti al primo posto e di fornire loro la migliore performance uditiva possibile, rimane la nostra priorità in tutto ciò che facciamo.

La sede principale di Advanced Bionics, che comprende le divisioni di ricerca, ingegneria e produzione, si trova vicino a Los Angeles, in California, mentre la sede centrale internazionale si trova in Svizzera, vicino a Zurigo. Dal 2009 siamo parte di Sonova, il gruppo leader mondiale in soluzioni uditive innovative, presente in oltre 100 paesi del mondo e con più di 14.000 impiegati.

Siamo ispirati dal successo delle persone che scelgono Advanced Bionics e siamo onorati di avere l'opportunità di aiutare le persone che soffrono di perdita dell'udito a godersi la vita senza limitazioni.



Scansiona il codice QR per saperne di più sui nostri nuovi prodotti, oppure visita [AdvancedBionics.com/NaidaCIM](https://www.advancedbionics.com/NaidaCIM)

🏠 **ADVANCED BIONICS LLC** – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 info.us@advancedbionics.com

EC REP **ADVANCED BIONICS GMBH** - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany

Per informazioni sulle altre sedi AB, vi invitiamo a visitare la pagina advancedbionics.com/contact

*Non tutti i colori e tutte le dimensioni sono disponibili in ogni mercato.

Advanced Bionics - A Sonova brand

Vi invitiamo a contattare il vostro rappresentante locale AB per informazioni sull'approvazione normativa e sulla disponibilità nella vostra area geografica.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.